

Hygiène des surfaces et instruments

DMDIV Ila
directive 98/79 CE

Mousse nettoyante et désinfectante pour surfaces Esemfix®

- ▶ odeur fraîche et agréable



- nettoyage et désinfection entre deux patients des surfaces, salles de soins, salles d'attente, fauteuils et tables
- contient des graisses : idéal pour le nettoyage des fauteuils en cuir
- idéal pour les surfaces sensibles
- utilisation : vaporiser sur la surface à nettoyer, laisser agir 30 secondes, sécher avec un papier à usage unique
- bactéricide : NF EN 1040, AFNOR NFT 72170-4
- fongicide : NF EN 1275
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : éthanol, 1-propanol, acide malique, surfactants

référence	Prix HT
MS1850 Mousse nettoyante 1 litre	
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon 1 l	
MS1653 Pulvérisateur pour Esemfix 1 l	
MS1851 Mousse nettoyante 5 litres	
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres	

Spray détergent et désinfectant septinol® SA

- ▶ à base d'alcool
- ▶ séchage rapide sans essuyage
- ▶ ne laisse pas de trace
- ▶ excellente couverture des surfaces
- ▶ très large spectre d'activité



- spray détergent et désinfectant pour surfaces de travail et dispositifs médicaux
- bactéricide : NF EN1040, AFNOR NFT 72171-5, AFNOR NFT 72190-4, BK, SARM
- fongicide : NF EN 1275, AFNOR NFT 72190
- virucide : AFNOR NFT 72180, HBV, HCV, HIV, Herpès simplex, Rotavirus, Vaccinavirus, adénovirus, papovirus et poliovirus
- liste positive SFHH ADF 2007-2008
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : éthanol, 1-propanol

référence	Prix HT
MS1900 Désinfectant Septinol 1 litre	
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon 1 l	
MS1654 Pulvérisateur pour Septinol 1 l	
MS1901 Désinfectant Septinol 5 litres	
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres	

Spray mikrozid® sensitive désinfection rapide des surfaces et instruments

- ▶ action rapide sur un large spectre de micro-organismes
- ▶ sans alcool
- ▶ respect des surfaces sensibles à l'alcool : plexiglas, plastiques

spray nettoyant et désinfectant



- spray sans alcool pour la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux
- ne contient pas d'alcool : ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces sensibles
- idéal pour fauteuil d'examen en cuir, les matières synthétiques et plastiques
- recommandé pour les plateaux de traitements, les couveuses, l'extérieur des systèmes de dialyse etc.
- action rapide sur un large spectre de micro-organismes
- bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276, NF 13727
- fongicide : NF EN 1275
- virucide : HBV, HIV, HCV (modèle BVDV), Rotavirus, Vaccinavirus
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : ammoniums quaternaires

référence	Prix HT
MS1950 Désinfectant sans alcool 1 litre	
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon 1 litre	