


Écouvillons secs

écouvillons secs non stériles
et écouvillons secs stériles en emballage individuel "peel pack"



extrémité
facilement
détachable

1 2 3 4 5

écouvillons secs
en tube stériles avec étiquette




6 7 8 9 10 11 12 13 14

tige	extrémité	exempt ADN	dim. extrémité	dimensions	référence	Prix HT
écouvillons standard non stériles						
bois	coton		Ø 5,0 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300230 1	les 10000
polypropylène	coton		Ø 5,0 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300260 3	les 4000
aluminium	coton		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300243 4	les 1000
tige bois seule*	-		-	Ø 2,5 x 150 mm	AB300205 5	les 1000
écouvillons standard - emballage individuel "peel pack" - stériles par oxyde d'éthylène						
bois	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300200 1	les 2000
plastique cassable	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300201 2	les 2000
plastique	viscose		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300202 3	les 2000
aluminium	coton		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300203 4	les 2000
écouvillons en tube plastique avec étiquette - stériles par oxyde d'éthylène (dim. externes tube Ø13 x 165 mm)						
bois	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300250 6	les 500
bois	viscose		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300259 7	les 500
plastique cassable	dacron		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300263 8	les 500
plastique cassable	coton		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300261 9	les 500
plastique cassable	viscose		Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300252 10	les 500
aluminium	coton		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300251 11	les 500
aluminium	viscose		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300253 12	les 500
aluminium torsadé	viscose		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300254 13	les 500
plastique cassable	polyester		Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300265	les 500
écouvillons exempt ADN en tube plastique av étiquette - stériles oxyde éthylène (dim. ext. tube Ø13 x 165 mm)						
polystyrène	viscose	exempt ADN	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300252	les 500
polystyrène	polyester	exempt ADN	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300263	les 500

* non dispositif médical

Brossettes LMR®

écouvillons
spéciaux avec micro-brosse
en nylon



- micro-brosse conique en nylon
- particulièrement adaptée au prélèvement des cellules cervicales
- le prélèvement est obtenu grâce à une seule rotation de l'écouvillon après introduction dans le canal cervical, l'écouvillon est retiré ensuite sans rotation
- le dépôt se fait par rotation sur une lame porte-objet dans le même sens que la rotation du prélèvement
- si la micro-brosse doit être placée dans un tube à essai, dans un milieu de culture ou dans un milieu de transport, celle-ci peut être facilement séparée de la tige en coupant la tige aux ciseaux
- longueur totale : 200 mm
- en vrac en sachet de 50 écouvillons
- stérile en emballage individuel sous blister

référence Prix HT

BROS71 Écouvillon à micro-brosse stérile en emballage individuel, **les 500**

BROS72 Écouvillon à micro-brosse, en vrac (en sachet de 50), **les 100**