

# Nettoyants et désinfectants des surfaces ANIOS®

## SURFA'SAFE PREMIUM

► **sans CMR, sans alcool et sans parfum**

- mousse détergente désinfectante
- nettoyage et désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et des structures externes des équipements
- appliquer la mousse sur la surface ou de préférence sur un non-tissé, répartir la mousse ( $\pm 6 \text{ ml/m}^2$  soit environ 10 pulvérisations), respecter le temps de contact selon l'activité antimicrobienne recherchée, laisser sécher
- ne pas rincer (sauf les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses)



Surfa'safe Premium **Prix HT**

**DA1810** Mousse compacte (blanc), 750 ml

**DA1811** Mousse diffuse (rouge), 750 ml

**DA1812** Mousse parfumée (orange), 750 ml

## ANIOS TS INOX

► **surfaces en acier inox**

- nettoyage et désinfection des surfaces en acier inoxydable
- intérieur et extérieur des étuves, bains-marie, autoclaves, centrifugeuses, réfrigérateurs, cuves à ultrasons, etc.
- convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires
- pulvériser uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué, frotter si nécessaire
- rincer à l'eau potable



Anios TS Inox **Prix HT**

**DA1910** Flacon 750 ml Anios TS Inox avec pulvérisateur, l'unité

## ANIOS DTS détachant textile et surfaces non poreuses

- parfum agrumes, nettoie et détache toute surface lavable non poreuse
- conforme au traitement des surfaces en contact avec les denrées alimentaires
- taches tenaces sur paillasses, bacs à instruments, blouses, manchettes
- élimine taches d'encre, marqueur, crayon, stylo, peinture, rouge à lèvres, caoutchouc, tanin (vin, café, thé)
- appliquer directement sur la surface à traiter, laisser agir, essuyer avec un papier à usage unique ou une microfibre
- rincer si la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses



Anios DTS **Prix HT**

**DA2110** Flacon 750 ml Anios DTS avec pulvérisateur, l'unité

## Sprays désinfectants rapides

- désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, câbles et connectique, capteurs de pression, testeurs de glycémie...)

- nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant, pulvériser uniformément sur les surfaces, appliquer en quantité suffisante ( $80 \text{ ml/m}^2$ )
- rinçage inutile, sauf si la surface est destinée à entrer en contact avec la peau et les muqueuses

- respecter le temps de contact indiqué pour l'activité anti-microbienne recherchée (laisser porte et fenêtres fermées), s'assurer que les surfaces restent humides pendant toute la durée d'action, aérer si possible avant réutilisation

### ANIOSPRAY QUICK prêt à l'emploi

- **sur base éthanol**
- **odeur agréable**



Aniospray Quick **Prix HT**

**DA3300** Flacons 1 litre avec pulvérisateur, l'unité

**DA3305** Bidons 5 litres, l'unité

### ANIOSPRAY SURF 29 faible odeur

- **29% d'alcool**
- **odeur faible**
- **compatible avec la plupart des matériaux**



Aniospray Surf 29 **Prix HT**

**DA2215** Flacon 1 litre avec pulvérisateur, l'unité

**DA2218** Bidon de 5 litres, l'unité

### ANIOSPRAY SURF 41 séchage rapide

- **41% d'alcool**
- **séchage rapide**



Aniospray Surf 41 **Prix HT**

**DA2315** Flacon 1 litre avec pulvérisateur, l'unité

**DA2318** Bidon de 5 litres, l'unité