

certification
CE IVD 98/79

Cassettes d'inclusion Simport®

traitement et enrobage histologique des échantillons de tissus

Histosette®



- 128 fentes sur la base et le couvercle

Unisette®



- 128 fentes sur la base et le couvercle
- couvercle avec levier décentré

Slimsette®



- empilables
- 114 fentes de 1 x 5 mm
- gain de place avec le couvercle encastré pré-fixé, facile à soulever
- dim : 41 x 28,5 x h6 mm

Macrosette®




- zone de marquage devant et sur trois côtés
- 128 fentes sur la base et le couvercle
- dim : 40,1 x 28,5 x h13 mm



1 ouverture du couvercle 2 identification sur la zone inclinée 3 insertion de l'échantillon 4 mise en place du couvercle et verrouillage 5 détachement du couvercle

- cassettes en polymère acétal
- résistantes aux solvants histologiques
- jetables
- dispositif de verrouillage du couvercle sécurisé : maintien et protection de l'échantillon
- couvercle facilement détachable
- charnières solides supportant de nombreuses manipulations
- zone de marquage inclinée, à l'avant
- fentes favorisant le drainage et l'échange de fluide
- certains modèles peuvent être utilisés avec des imprimantes automatisées
- 11 couleurs attrayantes

couleur	code couleur *
blanc	W
rose	R
vert	V
jaune	J
bleu	B
pêche	P
beige	E
gris	G
mauve	M
orange	O
vert d'eau	T



modèle	Histosette 30	Histosette 45	Unisette	Slimsette	Slimsette 4	Macrosette
inclinaison zone de marquage	30°	45°	35°	35°	45°	45°
compartiments	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	1 compartiment	4 compartiments	1 compartiment
dim.compartiment(s)	30 x 25 mm	30 x 25 mm	30 x 25 mm	27 x 25 mm	13 x 13 mm	27 x 25 mm
fentes	128 fentes	128 fentes	128 fentes	114 fentes	114 fentes	128 fentes
Cassettes seules	DS490* les 1500	DS498* les 1500	DS505* les 1500	DS509* les 1500	DS511* les 1500	DS512W les 750
Manchons : 40 cassette pour imprimante ThermoFisher [1]	-	-	les 25 DT505*	les 50 DT509*	-	-
Manchons : 75 cassette pour imprimante Leika et Sakura [2]	-	-	-	les 10 DL509*	-	-
tampons en mousse, les 1000	DS4761	DS4761	DS4761	DS4764	-	-

* ajouter à la référence la lettre correspondant au coloris choisi