



Armoires de sécurité en PVC cellulaire pour acides / bases

► haute résistance aux vapeurs corrosives



1

2

3

4

5


6

Construction - Équipement

- construction en PVC cellulaire blanc
- pictogrammes normalisés
- étagères et bac de rétention coulissants avec butoir, en PVC
- compartiments séparés pour acides et bases
- modèles avec compartiments secondaires

Sécurité

- orifices de ventilation haut et bas
- sortie Ø 100 mm à l'arrière de l'armoire pour raccordement éventuel
- ventilation / filtration forcée en option
- portes à fermeture à clé
- portes battantes ou à glissière
- pieds vérins pour mise à niveau



compartiment principal

compartiment secondaire

	coffre 1 porte 1 compartiment	coffre 2 portes 2 compartiments	comptoir 2 portes 2 compartiments	armoire haute 2 portes 2 compartiments	armoire haute 3 portes vitrées 3 compartiments	armoire haute 2 portes 2 compartiments
capacité de stockage	68 kg	96 kg	144 kg	150 kg	170 kg	192 kg
capacité de rétention	28 litres	44 litres	66 litres	84 litres	70 litres	88 litres
compartiments principaux	1	2	2	2	3	2
compartiments secondaires	1	-	-	2	3	-
étagères de rétention	2 + 2	4	6	6 + 6	5 + 5	8
dim. externes (lxpxh mm)	635x615xh670mm	1135x615xh670mm	1135x615xh900mm	635x615xh1850mm	635x615xh1850mm	1135x615xh1850mm
poids	30 kg	60 kg	110 kg	90 kg	83 kg	155 k
Armoires PVC acides / bases	LMC100 [1]	LMC200 [2]	TX2320 [3]	TX2325 [4]	TX2330 [5]	TX2335 [6]
étagère supplémentaire	TX9025	TX9025	TX9025	TX9025	TX9025	TX9025

Systèmes de ventilation et filtration

Kit de raccordement :

Tous les caissons sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :

- 1 gaine de 1 mètre,
- 1 collerette Ø 100 mm,
- 2 colliers de serrage



Ventilation avec rejet vers l'extérieur

Ventilation sans filtration, rejet des vapeurs vers l'extérieur. Le kit comprend 1 caisson et 1 kit de raccordement armoire/caisson, reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur. Modèle standard ou ATEX CE II 3G (protégés contre les risques d'explosion)



7

ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 [7] Caisson standard

TX9170 Caisson ATEX CE II 3G avec raccords

Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

L'air est filtré avant d'être rejeté dans le local. Le kit, proposé en 3 versions, comprend 1 caisson, 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques et vapeurs corrosives"

[8] caisson standard



caisson NFX15211 : conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement, de vitesse d'air

9



[10] caisson ATEX CE II 3G protégé contre les risques d'explosion



ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

	standard	selon norme NFX15211	ATEX CE II 3G	vapeurs organiques vapeurs corrosives
	[8] caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	[9] caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	[10] caisson, filtre, raccordement filtre de rechange	TX9140 TX9145 TX9160 TX9165 TX9180 TX9145