

Hygiène des surfaces et instruments

Spray détergent et désinfectant septinol® SA

- ▶ à base d'alcool
- ▶ séchage rapide sans essuyage
- ▶ ne laisse pas de trace
- ▶ excellente couverture des surfaces
- ▶ très large spectre d'activité

- bactéricide : NF EN1040, AFNOR NFT 72171-5, AFNOR NFT 72190-4, BK, SARM
- fongicide : NF EN 1275, AFNOR NFT 72190
- virucide : AFNOR NFT 72180, HBV, HCV, HIV, Herpès simplex, Rotavirus, Vaccinavirus, adénovirus, papovirus et poliovirus
- liste positive SFHH ADF 2007-2008
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : éthanol, 1-propanol



référence	Prix HT
MS1900 Désinfectant Septinol 1 litre	
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon 1 litre	
MS1654 Pulvérisateur pour Septinol 1 litre	
MS1901 Désinfectant Septinol 5 litres	
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres	

Spray mikrozid® sensitive désinfection rapide

- ▶ action rapide sur un large spectre de micro-organismes
- ▶ sans alcool
- ▶ respect des surfaces sensibles à l'alcool : plexiglas, plastiques

Spray nettoyant et désinfectant



- ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces sensibles
- idéal pour fauteuil d'examen en cuir, les matières synthétiques et plastiques, les plateaux de traitements, les couveuses, l'extérieur des systèmes de dialyse etc.
- action rapide sur un large spectre de micro-organismes
- bactéricide : NF EN 1040, NF EN 1276, NF 13727
- fongicide : NF EN 1275
- virucide : HBV, HIV, HCV (modèle BVDV), Rotavirus, Vaccinavirus
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : ammoniums quaternaires

référence	Prix HT
MS1950 Désinfectant sans alcool 1 litre	
MS1650 Pompe doseuse 3 ml pour flacon 1 litre	

DM IIa
directive 93/42 CE

Nettoyant désinfectant terralin® protect

- ▶ bactéricide, fongicide, virucide
- ▶ large spectre d'efficacité
- ▶ excellente matérieo-compatibilité

Détergent et désinfectant



- détergent et désinfectant pour sols et surfaces ainsi que dispositifs médicaux
- odeur fraîche et discrète
- bactéricide : NF EN 1276, EN 13697
- fongicide : NF EN 1650, EN 13697
- virucide : HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, polyoma SV 40, rotavirus, vaccinavirus
- principes actifs : alcools aromatiques, ammoniums quaternaires, dérivés de glycine amphotères, dérivés tensioactifs non ioniques

référence	Prix HT
MS1880 Désinfectant surface 2 litres	
MS1881 Désinfectant surface 5 litres	
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres	

DM IIa
directive 93/42 CE