

Tubes à usage unique pour disperseur

- ▶ broyage de tissus d'origine humaine, animale ou végétale
- ▶ biopsies tissulaires
- ▶ cartilage, os
- ▶ aucun risque de contamination croisée : tubes complets à usage unique
- ▶ les tubes DHX88 et DHX89 sont des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV)

Tubes à usage unique
avec billes inox incorporées,
stériles par rayons gamma,
sous blister individuel



1. **dépôt d'un échantillon** : 1 cm² maximum, dans un tube stérile ouvert en condition stérile, ajout d'un sérum physiologique, TS ou bouillon puis fermeture du tube sous condition stérile
2. **broyage** : broyage sous PSM ou sur pailasse (temps et vitesse de broyage à adapter selon la matrice)
3. **récupération** : prélèvement et étalement sur milieu sélectif puis mise en culture

référence

Prix HT

DHX88  Tubes stériles avec billes inox, emballage individuel simple, les 25

DHX89  Tubes stériles avec billes inox, emballage individuel double, les 25