

Étalons aromatiques d'hydrocarbures polynucléaires

- ▶ conformes aux méthodes EPA
- ▶ prêts à l'emploi



- étalons aromatiques créés spécialement pour utilisations conformes aux méthodes EPA
- grande amplitude de concentration de 1 à 2000 µg/ml
- pour chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse, chromatographie en phase liquide
- étalons certifiés indépendants des constructeurs d'instruments
- certification et traçabilité
- certificats d'analyses et fiches de données de sécurité disponibles en téléchargement
- livré en ampoule de 1 ml en verre ambré

Étalons aromatiques multi-composants

	4000 µg/ml dans benzène	4000 µg/ml dichlorométhane	2000 µg/ml dichlorométhane
méthodes EPA	610 - 625 - 8100		
composition	Acenaphthylene D10		
	Chrysene D12		
	1,4 - Dichlorobenzene D4	4000 µg/ml	4000 µg/ml
	Naphthalene D8		-
	Perylene D12		
solvant	2 - Fluorobiphenyl	-	-
	1 - Fluoronaphthalene	-	2000 µg/ml
	dichloro- méthane : benzène haute pureté	dichloro- méthane haute pureté	dichloro- méthane haute pureté
Étalons aromatiques - 1 ml	PAH010	PAH011	PAH012

Étalons aromatiques multi-composants

	multiconcentra. dans méthanol	multiconcentra. dans acétonitrile	2000 µg/ml dans benzène	1000 µg/ml dans benzène	1000 µg/ml dans toluène	100 µg/ml dans acétone	2000 µg/ml dans toluène	500 µg/ml dans toluène
méthodes EPA	610 - 625 - 8100	8310	610 - 625 - 8100	610 - 625 - 8100	610 - 625 - 8100	610 - 625 - 8100	610 - 625 - 8100	610 - 625 - 8100
composition / concentrations	Acenaphthene	1000 µg/ml	1000 µg/ml					
	Anthracene	100 µg/ml	50 µg/ml					
	Benzo(a)anthracene	100 µg/ml	1 µg/ml					
	Chrysene	100 µg/ml	50 µg/ml					
	Fluoroanthene	200 µg/ml	50 µg/ml					
	Fluorene	200 µg/ml	100 µg/ml					
	Naphthalene	1000 µg/ml	1000 µg/ml					
	Phenanthrene	100 µg/ml	50 µg/ml					
	Pyrene	100 µg/ml	50 µg/ml					
	Benzo(a)pyrene	100 µg/ml	5 µg/ml					
	Benzo(b)fluoroanthene	200 µg/ml	1 µg/ml					
	Benzo(g,h,i)perylene	200 µg/ml	5 µg/ml					
	Dibenzo(a,h)anthracene	200 µg/ml	10 µg/ml					
solvant	Benzo(k)fluoroanthene	100 µg/ml	1 µg/ml					
	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	100 µg/ml	10 µg/ml					
	Acenaphthylene	2000 µg/ml	1000 µg/ml					
	méthanol : acétone 1:1 haute pureté	acétonitrile haute pureté	benzène : dichlorométhane (chlorure de méthylène) haute pureté	benzène : dichlorométhane (chlorure de méthylène) haute pureté	toluène haute pureté	acétone haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté
	Étalons aromatiques - 1 ml	PAH003	PAH008	PAH001	PAH002	PAH004	PAH005	PAH006

Étalons aromatiques mono-composant

étalons aromatiques mono-composants dans toluène haute pureté								
méthodes EPA	610 - 625 - 8100 - 8310							
composition	Acenaphthene	2000 µg/ml						
	Anthracene		2000 µg/ml					
	Benzo(a)anthracene			2000 µg/ml				
	Chrysene				2000 µg/ml			
	Fluoroanthene					2000 µg/ml		
	Fluorene						2000 µg/ml	
	Naphthalene							2000 µg/ml
	Phenanthrene							
solvant	toluène haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté	toluène haute pureté
Étalons aromatiques - 1 ml	PAH013	PAH014	PAH015	PAH016	PAH017	PAH018	PAH019	PAH020