## Électrodes intelligentes pour appareils Edge™ HANNA®



 électrodes intelligentes munies d'une puce électronique mémorisant le type de la sonde, les valeurs tampons étalonnées, la date, l'heure, le point 0 et les caractéristiques de la pente

- transfert automatique des informations sur l'instrument dès la connexion
- connexion type jack 3,5 mm
- câble 1 m
- · capteur de température intégré
- · modèles Sensor Check : vérification

de l'état de jonction, alerte en cas de dysfonctionnement





électrodes pH	AH1060	AH1061	AH1064	AH1065	AH1072	AH1073	AH1074	AH1062	AH1063
corps	verre	verre	verre	verre	PVDF blanc	verre	PVDF blanc	PEI	PEI
jonction	céramique, simple	céramique, simple	céramique, triple	céramique, triple	ouverte, continu	ouverte, continu	ouverte, continu	céramique simple	céramique simple
embout	sphérique	sphérique	conique	sphérique	conique	conique	conique	sphérique	sphérique
électrolyte	Ø 9,5 mm KCI 3,5M	Ø 9,5 mm KCI 3,5M	12 x 12 mm KCI 3,5M	Ø 9,5 mm KCI 3,5M	6 x 10 mm viscolène	12 x 12 mm viscolène	6 x 10 mm viscolène	Ø 7,5 mm gel	<u>Ø 7,5 mm</u> gel
gamme pH	0 à 13 pH	0 à 13 pH	0 à 13 pH	0 à 13 pH	0 à 12 pH	0 à 12 pH	0 à 12 pH	0 à 13 pH	0 à 13 pH
température	-5 à +100°C	-5 à +100°C	-5 à +100°C	-5 à +100°C	0 à +60°C	0 à +60°C	0 à +60°C	-5 à +70°C	-5 à +70°C
Sensor Check	-	Sensor Check	-	-	-		-	-	Sensor Check
longueur totale	175 mm	195 mm	175 mm	175 mm	164 mm	163 mm	115 mm	163 mm	180 mm
long. insertion	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	36 mm	120 mm	75 mm	120 mm	120 mm
usage	usage général, bière	usage général, bière	graisses, crèmes, échantillons de sols	solutions pol- luantes, solvants, peintures, solu- tions très acides ou alcalines, tampons tris	viandes, aliments en décongélation	(,,	produits laitiers (lait, fromages, yaourts), aliments semi-solides	usage général	usage général
électrodes Prix HT	AH1060	AH1061	AH1064	AH1065	AH1072	AH1073	AH1074	AH1062	AH1063







Rédox