

## Micropipettes ergonomiques volume variable

- ▶ code couleur : identification facile
- ▶ conformes aux normes EN-ISO 8655 et DIN 12650
- ▶ piston en acier inoxydable
- ▶ partie inférieure autoclavable
- ▶ certificat d'étalonnage individuel

- affichage du volume réglé
- prise en main ergonomique
- éjecteur de pointe intégré
- légère
- embout porte-pointe résistant aux chocs et à la corrosion
- partie inférieure autoclavable (modèles multicanaux)
- livrées avec un certificat d'étalonnage individuel

1



| capacité                                           | incrément | exactitude<br>(au volume min / max.) | couleur | référence | Prix HT |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|
| <b>micropipettes monocal à volume variable 1</b>   |           |                                      |         |           |         |
| 0,1 à 2,5 µl                                       | 0,01 µl   | ±12 % ±6 %                           | ●       | AC5030    |         |
| 0,5 à 10 µl                                        | 0,1 µl    | ±2,50 % ±1,50 %                      | ●       | AC5031    |         |
| 2 à 20 µl                                          | 0,1 µl    | ±3 % ±2 %                            | ●       | AC5032    |         |
| 5 à 50 µl                                          | 0,5 µl    | ±2 % ±2 %                            | ●       | AC5033    |         |
| 10 à 100 µl                                        | 0,5 µl    | ±3 % ±1,50 %                         | ●       | AC5034    |         |
| 20 à 200 µl                                        | 1 µl      | ±2 % ±0,80 %                         | ●       | AC5035    |         |
| 50 à 200 µl                                        | 1 µl      | ±1 % ±0,40 %                         | ●       | AC5036    |         |
| 100 à 1000 µl                                      | 5 µl      | ±2 % ±0,70 %                         | ●       | AC5037    |         |
| 200 à 1000 µl                                      | 5 µl      | ±0,90 % ±0,30 %                      | ●       | AC5038    |         |
| 500 à 5000 µl                                      | 50 µl     | ±0,8 % ±0,60 %                       | ●       | AC5039    |         |
| 500 à 10000 µl                                     | 100 µl    | ±3 % ±0,60 %                         | ●       | AC5040    |         |
| 1000 à 5000 µl                                     | 50 µl     | ±2 % ±0,30 %                         | ●       | AC5041    |         |
| 1000 à 10000 µl                                    | 100 µl    | ±3 % ±0,60 %                         | ●       | AC5042    |         |
| <b>micropipettes 8 canaux à volume variable 2</b>  |           |                                      |         |           |         |
| 0,5 à 10 µl                                        | 0,1 µl    | ±4 % ±4 %                            | ●       | AC5050    |         |
| 5 à 50 µl                                          | 0,5 µl    | ±3 % ±2 %                            | ●       | AC5051    |         |
| 10 à 100 µl                                        | 1 µl      | ±1,5 % ±1,5 %                        | ●       | AC5052    |         |
| 20 à 200 µl                                        | 1 µl      | ±1,5 % ±0,75 %                       | ●       | AC5053    |         |
| 30 à 300 µl                                        | 1 µl      | ±1,5 % ±0,75 %                       | ●       | AC5054    |         |
| <b>micropipettes 12 canaux à volume variable 3</b> |           |                                      |         |           |         |
| 0,5 à 10 µl                                        | 0,1 µl    | ±4 % ±4 %                            | ●       | AC5060    |         |
| 5 à 50 µl                                          | 0,5 µl    | ±3 % ±2 %                            | ●       | AC5061    |         |
| 10 à 100 µl                                        | 1 µl      | ±1,5 % ±1,5 %                        | ●       | AC5062    |         |
| 20 à 200 µl                                        | 1 µl      | ±1,5 % ±0,75 %                       | ●       | AC5063    |         |
| 30 à 300 µl                                        | 1 µl      | ±1,5 % ±0,75 %                       | ●       | AC5064    |         |
| <b>accessoires</b>                                 |           |                                      |         |           |         |
| portoir linéaire pour 4 micropipettes 4            |           |                                      |         | ACS4      |         |
| portoir linéaire pour 6 micropipettes              |           |                                      |         | ACS6      |         |

## Micropipettes LMR® volume variable

- ▶ code couleur : identification facile
- ▶ conformes aux normes EN-ISO 8655 et DIN 12650
- ▶ piston en acier inoxydable
- ▶ partie inférieure autoclavable
- ▶ certificat d'étalonnage individuel

- ergonomiques : excellente prise en main
- éjecteur de pointe intégré (sauf pour les modèles 10000 µl)
- pipettes multicanaux : bloc inférieur rotatif sur 360° pour faciliter le pipetage en toutes circonstances
- partie inférieure autoclavable, résistante aux chocs et aux produits chimiques
- refoulement en deux fois permettant la technique de pipetage inverse
- réglage manuel et affichage numérique du volume
- compatibles avec la plupart des marques de pointes
- piston avec une faible résistance : évite tout effort
- chaque pipette est testée individuellement et livrée avec un certificat d'étalonnage

1



| volume                                           | incrément | exactitude<br>(au vol min / max) | couleur | référence | Prix HT |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|---------|
| <b>micropipettes monocal à volume variable 1</b> |           |                                  |         |           |         |
| 0,1 à 2,5 µl                                     | 0,01 µl   | ±12 % <sup>(1)</sup> / ±2,5 %    | ●       | AC2003    |         |
| 0,5 à 10 µl                                      | 0,1 µl    | ±2,5 % <sup>(2)</sup> / ±1,0 %   | ●       | AC2001    |         |
| 2 à 20 µl                                        | 1 µl      | ±3,0 % / ±0,9 %                  | ●       | AC2002    |         |
| 5 à 50 µl                                        | 0,5 µl    | ±2,0 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2005    |         |
| 10 à 100 µl                                      | 0,5 µl    | ±3,0 % / ±0,8 %                  | ●       | AC2010    |         |
| 20 à 200 µl                                      | 0,1 µl    | ±2,0 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2020    |         |
| 50 à 200 µl                                      | 1 µl      | ±1,0 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2050    |         |
| 100 à 1000 µl                                    | 5 µl      | ±2,0 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2100    |         |
| 200 à 1000 µl                                    | 5 µl      | ±0,9 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2200    |         |
| 500 à 5000 µl                                    | 50 µl     | ±2,0 % / ±0,5 %                  | ●       | AC2000    |         |
| 1000 à 5000 µl                                   | 50 µl     | ±0,8 % / ±0,5 %                  | ●       | AC2500    |         |
| 1000 à 10000 µl                                  | 100 µl    | ±3,0 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2101    |         |
| 500 à 10000 µl                                   | 100 µl    | ±3,0 % / ±0,6 %                  | ●       | AC2102    |         |
| <b>micropipettes 8 canaux à volume variable</b>  |           |                                  |         |           |         |
| 0,5 à 10 µl                                      | 0,1 µl    | ±4,0 % <sup>(2)</sup> / ±1,5 %   | ●       | AC8010    |         |
| 5 à 50 µl                                        | 0,5 µl    | ±3,0 % / ±1,0 %                  | ●       | AC8050    |         |
| 10 à 100 µl                                      | 1 µl      | ±1,5 % / ±1,0 %                  | ●       | AC8100    |         |
| 20 à 200 µl                                      | 1 µl      | ±1,5 % / ±0,7 %                  | ●       | AC8200    |         |
| 30 à 300 µl                                      | 1 µl      | ±1,5 % / ±0,8 %                  | ●       | AC8300    |         |
| <b>micropipettes 12 canaux à volume variable</b> |           |                                  |         |           |         |
| 0,5 à 10 µl                                      | 0,1 µl    | ±4,0 % <sup>(2)</sup> / ±1,5 %   | ●       | AC8011    |         |
| 5 à 50 µl                                        | 0,5 µl    | ±3,0 % / ±1,0 %                  | ●       | AC8051    |         |
| 10 à 100 µl                                      | 0,5 µl    | ±1,5 % / ±1,0 %                  | ●       | AC8101    |         |
| 20 à 200 µl                                      | 0,1 µl    | ±1,5 % / ±0,7 %                  | ●       | AC8201    |         |
| 30 à 300 µl                                      | 1 µl      | ±1,5 % / ±0,8 %                  | ●       | AC8301    |         |
| <b>accessoire</b>                                |           |                                  |         |           |         |
| portoir linéaire pour 6 pipettes monocal         |           |                                  |         | ACS6      |         |

<sup>(1)</sup> Exactitude pour volume 0,25 µl. <sup>(2)</sup> Exactitude pour volume 1 µl.