

C

Coloration et détection	désignation	conditionnement	référence	Prix
CALCOBRITE POUR CHAMPIGNONS				
Coloration de la chitine et de la cellulose dans la paroi cellulaire de champignon. <i>Contenu : Solution de Calcofluor blanc, Hydroxyde de potassium (aqueux 15%).</i>	Kit de coloration CalcoBrite pour champignons	5 x 30 ml	CL631150	
	Recharge			
	Solution de Calcofluor blanc	2 x 30 ml	sur demande	
	Hydroxyde de potassium (aqueux 15%)	3x 30 ml	sur demande	
CALCOSHOW POUR CHAMPIGNONS				
Coloration de la chitine et de la cellulose dans la paroi cellulaire de champignon. <i>Contenu : Solution de Calcofluor blanc, Hydroxyde de potassium (aqueux 15%), Bleu de lactophénol.</i>	Kit de coloration CalcoShow pour champignons	5 x 30 ml	CL631160	
	Recharge			
	Solution de Calcofluor blanc	2 x 30 ml	sur demande	
	Hydroxyde de potassium (aqueux 15%)	2 x 30 ml	sur demande	
	Bleu de lactophénol	30 ml	sur demande	
CALCOBLUE POUR CHAMPIGNONS				
Coloration de la chitine et de la cellulose dans la paroi cellulaire de champignon. Les levures, mycélium et spores se colorent en bleu pâle. <i>Contenu : Solution de Calcofluor blanc, Hydroxyde de potassium (aqueux 15%), Bleu evans (aqueux 0,1%).</i>	Kit de coloration CalcoBlue pour champignons	5 x 30 ml	CL631170	
	Recharge			
	Solution de Calcofluor blanc	2 x 30 ml	sur demande	
	Hydroxyde de potassium (aqueux 15%)	2 x 30 ml	sur demande	
	Bleu evans (aqueux 0,1%)	30 ml	sur demande	

E

Coloration et détection	désignation	conditionnement	référence	Prix
ELASTINE SELON MILLER				
Coloration de l'élastine et des granules de mastocyte en noir/violet, du collagène en rouge et des muscles et du cytoplasme en jaune. La coloration est ainsi réalisée sur des tissus conjonctifs. <i>Contenu : Colorant de Miller, Colorant de Van Gieson, Permanganate de potassium, Acide oxalique (aqueux 1%).</i>	Kit de coloration de l'élastine selon Miller	4 x 500 ml	CL631075	
	Recharge			
	Colorant de Miller	500 ml	CL642015	
	Colorant de Van Gieson	500 ml	CL640895	
	Permanganate de potassium	500 ml	CL620575	
	Acide oxalique (aqueux 1%)	500 ml	sur demande	
ELASTINE A L'ORCÉINE				
Coloration de fibres élastiques dans des tissus conjonctifs. <i>Contenu : Orcéine acétique selon La Cour, Bleu de méthylène (aqueux 0,5%).</i>	Kit de coloration de l'élastine à l'orcéine	2 x 500 ml	CL631240	
	Recharge			
	Orcéine acétique selon La Cour	500 ml	sur demande	
	Bleu de méthylène (aqueux 0,5%)	500 ml	CL620205	

F

Coloration et détection	désignation	conditionnement	référence	Prix
FIELD POUR MALARIA (Field's Stain Kit)				
Coloration via la solution A (Bleu de méthylène et Azur 1) et la solution B (Éosine Y) sur des frottis sanguin d'éléments cellulaires basophiles et acidophiles pour la mise en évidence de parasites sanguins comme la Malaria. <i>Contenu : Colorant de Field A, Colorant de Field B.</i>	Kit de coloration de Field pour Malaria	2 x 500 ml	CL631055	
	Recharge			
	Colorant de Field A	500 ml	CL610385	
	Colorant de Field B	500 ml	CL610395	

G

Coloration et détection	désignation	conditionnement	référence	Prix
GIEMSA POUR MALARIA				
Coloration des frottis sanguins pour la détection et l'identification de parasites sanguins comme la Malaria. <i>Contenu : Colorant de Giemsa (x2 dans le kit), Tampon Sorensen pH 7,2.</i>	Kit de coloration de Giemsa pour Malaria	2x 500 ml + 25 ml	CL631270	
	Recharge			
	Colorant de Giemsa (x2 dans le kit)	2x 500 ml	CL610251	
	Tampon Sorensen pH 7,2	5x 25 ml	SORENSEN72	