

DM IIa
directive 93/42 C.E.

Lingettes pour surfaces et instruments

Lingettes nettoyantes et désinfectantes

Mikrozyd® sensitive sans alcool

- produit d'imprégnation : mikrozyd® sensitive liquid
- résistantes, bien imprégnées, pas de déchirure ni de tortillon, ne laissent pas de traces, ne collent pas, odeur agréable
- biodégradable (OCDE 301D)

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : AFNOR NFT 72190-5, NF EN 1040, NF EN 1276, NF 13727
- **fongicide** : AFNOR NFT 72190-5, NF EN 1275
- **virucide** : HBV, HIV, HCV (modèle BVDV), rotavirus, vaccinovirus

en sachet distributeur



référence	Prix HT
MS2051 Lingettes 20x20 cm, les 50	
MS2052 Lingettes 20x20 cm, les 100	
MS2053 Lingettes 25x25 cm, les 80	

- ▶ personnes et les surfaces sensibles à l'alcool : plexiglas, plastiques
- ▶ en sachets ou en pots distributeurs

Performances :

- virucide
- bactéricide
- fongicide



en pots distributeurs

référence	Prix HT
MS2054 Lingettes 14x18 cm, le pot de 120	
MS2050 Lingettes 20x20 cm, le pot de 200	
Recharge pour MS2050	
MS2055 Lingettes 20x20 cm, la recharge de 200	

Lingettes désinfectantes

Mikrozyd® AF 60% d'alcool

- lingettes imprégnées de Mikrozyd® AF liquide
- résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure ni de tortillon, excellente couverture de la surface
- séchage rapide, sans essuyage, sans laisser de trace
- composition : éthanol, Propan-1-ol, agents mouillants

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN 13727, EN 16615
- **mycobactérie** : EN 14348
- **levuricide** : EN 13727, EN 16615
- **fongique** : EN 13624, EN 13697
- **virucide** : VHB, VHC, VHS, norovirus, polyomavirus, rotavirus - EN 14476

en sachet distributeur



référence	Prix HT
MS2010 Lingettes 20x20 cm, les 50	

- ▶ matières plastiques et synthétiques : plateaux de traitements, couveuses, systèmes de dialyse, etc.
- ▶ en sachets ou en pots distributeurs

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactérie
- levuricide
- fongicide



en pots distributeurs

référence	Prix HT
MS2000 Lingettes 14x18 cm, les 150	
MS2002 Lingettes 20x27 cm, les 200	
MS2001 Recharge lingettes 14x18 cm, les 150	
MS2003 Recharge lingettes 20x27 cm, les 200	

Lingettes détergeantes

Mikrozyd® Universal 30% alcool

- ▶ dispositifs médicaux et surfaces présentant un risque d'infection élevée
- ▶ en sachets distributeurs

Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactérie
- levuricide



- substances actives : isopropanol, éthanol
- dermatologiquement testé
- sans colorant ni parfum

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN13727
- **mycobactérie** : bacille de la Tuberculose - EN14348
- **levuricide** : EN13624
- activité **virucide** limitée : EN14476, adénovirus, norovirus, rotavirus

référence	Prix HT
MS2060 Lingettes 20x20 cm, les 100	70000038
MS2061 Lingettes 25x25 cm, les 80	70001061

Lingettes désinfectantes

Mikrozyd® PAA acide peracétique

- ▶ désinfection des dispositifs médicaux et des zones à haut risque de transmission de germes pathogènes
- ▶ en pot distributeur

Performances :

- virus
- bactéricide
- mycobactérie
- levuricide
- fongicide
- sporicide

- solution à base d'acide peracétique
- lingettes grand format

Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : EN13697, EN1276, EN16615, EN13727, EN14347, clostridium difficile, bacillus subtilis
- **mycobactérie** : bacille de la Tuberculose - EN14348
- **levuricide** : EN13697, EN1650, EN16615
- **fongique** : EN13624
- **virucide** : adénovirus, norovirus, poliovirus - EN14476



référence	Prix HT
MS2058 Lingettes 20x30 cm, le pot de 50	

Les performances des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier **le spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- **le temps de contact** nécessaire
- **la température** d'utilisation
- **les conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- **la concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

Spectre	Phase 1 : normes de base	Phase 2 : normes d'application	
		essais en suspension	essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1276	NF EN 13697
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1650	NF EN 13697
Sporicide	NF EN 14347	NF EN 13704	-
vétérinaire			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1656	NF EN14349 / NF EN16437
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1657	NF EN16438
Mycobactéricide	-	NF EN 14204	-
Virucide	-	NF EN 14675	-
médecine humaine			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 13727	NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 13624	NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide	-	NF EN 14348	NF EN 14563
Virucide	-	NF EN 14476	-
autres domaines			
Bactéricide	NF EN 1040	-	NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791

* fongicide = action contre les levures ET les moisissures