

## Lingettes pour surfaces et instruments

### ► économiques



#### Protocole pour utilisation avec Terralin Protect :

- diluer 2% de Terralin Protect (30 ml dans 1470 ml d'eau)
- verser sur les lingettes préalablement placées dans le seau
- 1 litre de Terralin Protect permet d'imbiber, après dilution, plus de 30 rouleaux de 70 lingettes

### Seaux et lingettes sèches à imprégner

#### Lingettes à imprégner et seaux

- lingettes en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 2 litres de produit prêt à l'emploi, 3 litres de solution concentrée diluée
- seau avec couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage



| référence                                                      | Prix HT |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>seaux vides</b>                                             |         |
| <b>MS1865</b> Seaux ronds avec dévidoir, les 5                 |         |
| <b>lingettes</b>                                               |         |
| <b>MS1862</b> Rouleaux de 111 lingettes sèches 30x24 cm, les 6 |         |
| <b>MS1860</b> Rouleaux de 100 lingettes sèches 30x30 cm, les 6 |         |

#### Lingettes à imprégner et seaux carrés

- lingettes 28 x 23 cm, en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 1,5 litre
- seau carré, couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage



| référence                                                     | Prix HT |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>seaux vides</b>                                            |         |
| <b>MS1871</b> Seau carrés avec dévidoir, l'unité              |         |
| <b>MS1875</b> Seaux carrés avec dévidoir, les 5               |         |
| <b>lingettes</b>                                              |         |
| <b>MS1870</b> Rouleaux de 70 lingettes sèches 28x23 cm, les 6 |         |

#### Lingettes à imprégner et seaux carrés hauts

- lingettes en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 2 litres de produit prêt à l'emploi, 3 litres de solution concentrée diluée
- seau carré, couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage



| référence                                                      | Prix HT |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>seaux vides</b>                                             |         |
| <b>MS1866</b> Seaux carrés hauts avec dévidoir, les 5          |         |
| <b>lingettes</b>                                               |         |
| <b>MS1862</b> Rouleaux de 111 lingettes sèches 30x24 cm, les 6 |         |
| <b>MS1860</b> Rouleaux de 100 lingettes sèches 30x30 cm, les 6 |         |

### Liquide d'imprégnation : nettoyant désinfectant Terralin® protect

#### Performances :

- virucide
- bactéricide
- mycobactéricide
- fongicide
- levuricide

**DM IIa**  
directive 93/42 CEE

- liquide concentré, à diluer avant imprégnation des lingettes
- large spectre d'efficacité
- excellente matéro-compatibilité

**Détergent  
et désinfectant.**



- détergent et désinfectant pour sols, surfaces et dispositifs médicaux
- odeur fraîche et discrète
- principes actifs : alcools aromatiques, ammoniums quaternaires, dérivés de glycine amphotères, dérivés tensioactifs non ioniques

#### Propriété microbiologiques :

- **bactéricide** : NF EN 16615, EN 1276, EN 13697, EN 13727
- **mycobactéricide** : bacille de la Tuberculose - EN14348
- **levuricide** : EN 16615, EN 1650, EN 13697
- **fongicide** : NF EN 13624, EN 1650, EN 13697
- **virucide** : adénovirus, norovirus, polyomavirus SV 40, EN 14476

| référence                                              | Prix HT |
|--------------------------------------------------------|---------|
| <b>MS1880</b> Désinfectant Terralin® Protect, 2 litres |         |
| <b>MS1881</b> Désinfectant Terralin® Protect, 5 litres |         |

# Les performances des désinfectants et antiseptiques

## Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier **le spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- **le temps de contact** nécessaire
- **la température** d'utilisation
- **les conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- **la concentration** du produit

## Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

| Spectre                                                     | Phase 1 : normes de base | Phase 2 : normes d'application |                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             |                          | essais en suspension           | essais sur des surfaces               |
| agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | NF EN 1276                     | NF EN 13697                           |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 1650                     | NF EN 13697                           |
| Sporicide                                                   | NF EN 14347              | NF EN 13704                    | -                                     |
| vétérinaire                                                 |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | NF EN 1656                     | NF EN14349 / NF EN16437               |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 1657                     | NF EN16438                            |
| Mycobactéricide                                             | -                        | NF EN 14204                    | -                                     |
| Virucide                                                    | -                        | NF EN 14675                    | -                                     |
| médecine humaine                                            |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | NF EN 13727                    | NF EN 14561 / NF EN 16615             |
| Levuricide / Fongicide*                                     | NF EN 1275               | NF EN 13624                    | NF EN 14562 / NF EN 16615             |
| Mycobactéricide                                             | -                        | NF EN 14348                    | NF EN 14563                           |
| Virucide                                                    | -                        | NF EN 14476                    | -                                     |
| autres domaines                                             |                          |                                |                                       |
| Bactéricide                                                 | NF EN 1040               | -                              | NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791 |

\* fongicide = action contre les levures ET les moisissures