

Lingettes pour surfaces et instruments



Protocole pour utilisation avec Terralin Protect :

- diluer 2% de Terralin Protect (30 ml dans 1470 ml d'eau)
- verser sur les lingettes préalablement placées dans le seau
- 1 litre de Terralin Protect permet d'imbiber, après dilution, plus de 30 rouleaux de 70 lingettes

► économiques

Seaux et lingettes sèches à imprégner

Seaux et lingettes

- lingettes en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 2 litres de produit prêt à l'emploi, 3 litres de solution concentrée diluée
- seau avec couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage

référence	Prix HT
seaux vides	
MS? Seaux ronds avec dévidoir, les 5	70000162
lingettes	
MS? Rouleau de 100 lingettes sèches 30x30 cm, l'unité	119503
MS? Rouleau de 111 lingettes sèches 30x24 cm, l'unité	119506



Seaux carrés et lingettes

- lingettes 28 x 23 cm, en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 1,5 litre
- seau carré, couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage

référence	Prix HT
seaux vides	
MS1871 Seau carrés avec dévidoir, l'unité	
MS1875 Seaux carrés avec dévidoir, les 5	
lingettes	
MS1870 Rouleaux de 70 lingettes sèches 28x23 cm les 6	



Seaux carrés hauts et lingettes

- lingettes en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 2 litres de produit prêt à l'emploi, 3 litres de solution concentrée diluée
- seau carré, couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage

référence	Prix HT
seaux vides	
MS? Seaux carrés avec dévidoir, les 5	70000162
lingettes	
MS? Rouleau de 100 lingettes sèches 30x30 cm, l'unité	119503
MS? Rouleau de 111 lingettes sèches 30x24 cm, l'unité	119506



Liquide d'imprégnation : nettoyant désinfectant Terralin® protect

DM IIa
directive 93/42 CE

- liquide concentré, à diluer avant imprégnation des lingettes
- bactéricide, fongicide, virucide
- large spectre d'efficacité
- excellente matéro-compatibilité

Détergent
et désinfectant.



- détergent et désinfectant pour sols, surfaces et dispositifs médicaux
- odeur fraîche et discrète
- principes actifs : alcools aromatiques, ammoniums quaternaires, dérivés de glycine amphotères, dérivés tensioactifs non ioniques

Performances :

- bactéricide : NF EN 16615, EN 1276, EN 13697, EN 13727
- bacille de la Tuberculose : EN 14348
- levures : EN 16615, EN 1650, EN 13697
- fongicide : NF EN 13624, EN 1650, EN 13697
- virucide : adénovirus, norovirus, polyomavirus SV 40, EN 14476

référence	Prix HT
MS1880 Désinfectant Terralin® Protect, 2 litres	
MS1881 Désinfectant Terralin® Protect, 5 litres	