

Micropipettes Transferpette® electronic volume variable



[2]

[3]

volume	exactitude	reprod.	subdiv.	couleur	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume variable						
0,5 à 10 µl	±1,0 %	±0,4 %	0,01 µl	light blue	BD4310	
2 à 20 µl	±1,0 %	±0,4 %	0,02 µl	light blue	BD4320	
10 à 200 µl	±0,8 %	±0,2 %	0,2 µl	yellow	BD4330	[1]
50 à 1000 µl	±0,6 %	±0,2 %	1 µl	dark blue	BD4340	
250 à 5000 µl	±0,6 %	±0,2 %	5 µl	red	BD4350	
micropipettes 8 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	±1,6 %	±0,8 %	0,01 µl	light blue	BD4410	[2]
1 à 20 µl	±0,8 %	±0,5 %	0,02 µl	light blue	BD4420	
5 à 100 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,1 µl	yellow	BD4430	
10 à 200 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,2 µl	yellow	BD4440	
15 à 300 µl	±0,6 %	±0,25 %	0,5 µl	green	BD4450	
micropipettes 12 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	±1,6 %	±0,8 %	0,01 µl	light blue	BD4510	
1 à 20 µl	±0,8 %	±0,5 %	0,02 µl	light blue	BD4520	
5 à 100 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,1 µl	yellow	BD4530	
10 à 200 µl	±0,8 %	±0,25 %	0,2 µl	yellow	BD4540	[3]
15 à 300 µl	±0,6 %	±0,25 %	0,5 µl	green	BD4550	
accessoires						
support de chargement simultané jusqu'à 3 micropipettes					BD4601	[4]
support pour 1 micropipette 0,5 à 1000 µl					BD4602	[5]
support pour 1 micropipette 250-5000 µl					BD4603	
support individuel micropipette multicanaux					BD4604	[6]

- commande par 4 touches intuitives
- 7 programmes : pipetage, pipetage inverse, mélange d'échantillons, pipetage lors de l'électrophorèse, distribution, Easy calibration, régénération de la batterie
- anse de maintien réglable
- forces de fixation et d'éjection réduite
- pour droitiers et gauchers
- affichage digital : volume, programme, niveau de batterie
- compatibles avec les pointes des autres marques
- unité de pipetage autoclavable à +121°C
- alimentation par batterie NiMH, capacité 4000 cycles de pipetage avec une seule charge
- câble de chargement de 1 m. : permet de poursuivre le pipetage pendant le chargement
- livrées avec certificat de qualité, batterie, bloc d'alimentation, de la graisse de silicone

micropipettes multicanaux

- l'unité de pipetage peut être tournée sur 360° dans les 2 sens
- anneaux torique en silicone pour la fixation et l'éjection aisée des pointes
- éjection des pointes en paliers
- livrées avec certificat de qualité, batterie, bloc d'alimentation, de la graisse de silicone, 1 support, 1 boîte de pointes, 1 réservoir à réactif, 1 jeu de joints d'étanchéité en silicone

[1]

Contrôle optique : un joint d'étanchéité nettement saillant permet de contrôler que la pointe est correctement fixée

[5]

[4]

[6]