

Conductimètre tablette edge™

- ▶ épaisseur 13 mm, 250 g
- ▶ contrôle automatique de l'état de fonctionnement des sondes
- ▶ support mural et station d'accueil pour paillasse

- large écran LCD 5,5" (14 cm), très grand confort de lecture même à distance
- façade en verre
- clavier à touches sensibles, peut être utilisé avec des gants
- 2 ports USB : pour la collecte des données et pour la recharge de l'appareil
- 8 heures d'autonomie
- entrée de type Jack 3,5 mm
- **3 utilisations possibles : manuelle, sur paillasse ou fixé au mur**
- sélection de gamme automatique ou manuelle
- **conformité BPL** : mémorisation des données du dernier étalonnage dans la sonde digitale (à la connexion à la tablette EDGE, ces informations sont transférées automatiquement)
- mémorisation jusqu'à 1000 données
- dimensions : 202 x 140 x 12,7 mm
- livré complet avec support mural, station d'accueil et de recharge avec support d'électrode, sonde de conductivité à 4 anneaux couvrant toutes les gammes, de 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500 mS/cm - conductivité absolue, 3 sachets de solution d'étalonnage conductivité 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et 3 sachets 1288 $\mu\text{S}/\text{cm}$



station d'accueil
et de recharge



support mural



livré complet avec :

sonde de conductivité
à 4 anneaux AH1066



6 sachets de solution
d'étalonnage conductivité

référence	Prix HT
ALF9030 Conductimètre tablette edge™ complet	
AH1066 Sonde de conductivité de rechange	

edge™ conductivité / TDS / Salinité / T°C				
	Conductivité	TDS	Salinité	T°C
gamme / résolution	0,00 à 2999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 30,0 à 299,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 300 à 2999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 30,0 à 200,0 mS/cm / 0,01 mS/cm jusqu'à 500,0 mS/cm / 0,1 mS/cm	0,00 à 14,99 mg/l (ppm) / 0,01 mg/l 15,0 à 149,9 mg/l (ppm) / 0,1 mg/l 150 à 1499 mg/l (ppm) / 1 mg/l 1,50 à 14,99 g/l (ppt) / 0,01 g/l 15,0 à 100,0 g/l (ppt) / 0,1 g/l jusqu'à 400,0 g/l (ppt)	0,0 à 400,0 % NaCl / 0,1% NaCl 0,01 à 42,00 PSU / 0,01 PSA 0,0 à 80,0 g/l / 0,1 g/l	-20,0 à +120,0 °C / 0,1 °C
exactitude (à 25°C)	± 1%	± 1%	± 1%	+/- 0,2 °C
étalonnage	- à 0 (à l'air) et facteur de la constante de cellule - 6 standards au choix	via étalonnage EC	en 1 point	
correction de température	automatique, de -20°C à +120°C peut être désactivée (EC absolu)	automatique, de -20°C à +120°C peut être désactivée (EC absolu)	automatique, de -20°C à +120°C peut être désactivée (EC absolu)	
coefficient de température	réglable de 0,00 à 6,00 %/°C			
facteur de conversion TDS		réglable de 0,40 à 0,80		