


## Incubateurs ventilés à agitation


- mouvement orbital
- modèle réfrigéré réfrigération précise de la température



1



2



3

- secoueurs à mouvement orbital en incubateur ventilé
- mouvement : Ø22 mm pour le secoueur orbital mini et Ø30 mm pour le secoueur orbital maxi
- vitesse : 30 à 300 tr/min
- température : ambiante +5 à +60°C
- stabilité de température : ±0,1%
- homogénéité de température : ±0,25%
- minuterie : 1 min à 48 heures ou en continu
- régulateurs électronique de température, régulateur électronique de vitesse
- 2 affichages LED : température, vitesse et temps
- sécurité de température et de vitesse : LED clignotante en cas de dépassement des seuils de sécurité
- alimentation : 220 V / 50-60 Hz
- incubateurs livrés avec plate-forme standard

### Secoueur orbital maxi réfrigéré

- système de réfrigération et de contrôle de température
- température : ambiante -15 à +60°C, minimum +4°C

### Plates-formes et portoirs en options

- plate-forme magnétique sans fixation
- plate-forme pour 4 microplaques
- plate-forme à mailles pour flacons de taille ou de forme non standard
- plate-formes avec tulipes
- portoirs pour tubes



4



5



6



7

	secoueur orbital mini	secoueur orbital maxi	secoueur orbital maxi réfrigéré
surface de pose	250 x 310 mm	450 x 450 mm	450 x 450 mm
température	ambiante +5 à +60°C	ambiante +5 à +60°C	ambiante -15 à +60°C (min. +4°C)
mouvement orbital	Ø22 mm	Ø30 mm	Ø30 mm
dimensions (l x p x h)	285 x p400 x h290 mm / 13 kg	510 x p600 x h470 mm / 56 kg	550 x p790 x h555 mm / 77 kg
secoueur en incubateur avec plate-forme	VX8600 1	VX8700 2	VX8800 3
plates-formes en option			
plate-forme magnétique, sans fixation	VX8610	VX8710	VX8710
plate-forme pour 4 microplaques 4	VX8620	VX8720	VX8720
plate-forme à mailles 5	VX8630	VX8730	VX8730
plate-forme avec tulipes pour ballon / Erlen 100 ml	VX8615	VX8715	VX8715
plate-forme avec tulipes pour ballon / Erlen 250 ml 6	VX8616	VX8716	VX8716
plate-forme avec tulipes pour ballon / Erlen 500 ml	VX8617	VX8717	VX8717
plate-forme avec tulipes pour ballon / Erlen 1000 ml	-	VX8718	VX8718
portoirs de tubes			
portoir de tubes 56 x 10 ml (Ø 14 mm)	VX8611	-	-
portoir de tubes 32 x 15 ml (Ø 16 mm) 7	VX8612	-	-
portoir de tubes 32 x 15 ml (Ø 19 mm)	VX8613	-	-
portoir de tubes 10 x 50 ml (Ø 30 mm)	VX8614	-	-