

Racks pour rangement vertical

- ▶ pour tout type de boîtes cryogéniques
- ▶ pour tout type de congélateur ultra-basse température



racks livrés sans boîte

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- poignée de transport sur le dessus
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.

dimensions (lxpxh)	capacité max.	réf.	Prix HT
pour boîtes cryogéniques hauteur 50 mm			
140 x 140 x 335 mm	6	BP3506	
140 x 140 x 555 mm	10	BP3510	
140 x 140 x 610 mm	11	BP3511	
140 x 140 x 665 mm	12	BP3512	
140 x 140 x 720 mm	13	BP3513	
pour boîtes cryogéniques hauteur 75 mm			
140 x 140 x 326 mm	4	BP3704	
140 x 140 x 406 mm	5	BP3705	
140 x 140 x 486 mm	6	BP3706	
140 x 140 x 551 mm	7	BP3707	
140 x 140 x 629 mm	8	BP3708	
pour boîtes cryogéniques hauteur 100 mm			
140 x 140 x 320 mm	3	BP4003	
140 x 140 x 425 mm	4	BP4004	
140 x 140 x 530 mm	5	BP4005	
140 x 140 x 635 mm	6	BP4006	



racks livrés sans boîte

Racks pour rangement horizontal

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.

dimensions (lxpxh)	capacité max.	réf.	Prix HT
pour boîtes cryogéniques hauteur 50 mm			
414 x 139 x 224 mm	12	BP3534	
549 x 139 x 224 mm	16	BP3544	
549 x 139 x 279 mm	20	BP3545	
pour boîtes cryogéniques hauteur 75 mm			
414 x 139 x 164 mm	6	BP3741	
549 x 139 x 164 mm	8	BP3742	
549 x 139 x 224 mm	12	BP3743	
pour boîtes cryogéniques hauteur 100 mm			
414 x 139 x 214 mm	6	BP3943	
549 x 139 x 214 mm	8	BP3944	

Canne de rangement

pour tubes cryogéniques



- longueur : 290 mm
- en aluminium
- capacité : 5 à 6 tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml
- permet de conserver les tubes cryogéniques dans les conteneurs à atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide), de Dewar, de congélation (congélateur, chambre froide), etc.

référence	Prix HT
AB9120 Tige pour tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml, les 12	

Tige de fixation pour boîtes cryogéniques



- température : jusqu'à -200°C
- tige métallique galbée à glisser au-dessus de la boîte cryogénique dans son rack de rangement afin d'éviter qu'elle ne glisse lors de la manipulation du rack
- espace requis pour glisser la tige au-dessus de la boîte et la maintenir correctement : 1 à 6 mm

référence	Prix HT
BP7601 pack de 10 tiges pour boîte de rangement	