



modèle	canaux	volume par seringue	débit min. (seringue min.)	débit max. (seringue max.)	force linéaire	interfaces	référence	prix HT	référence	prix HT
							standard		programmables	
pousse-seringues pour perfusion										
TD1000	1 canal	10 µl à 60 ml	0,1 µl/h	519 ml/h	9 kg	-	TD1000		-	
TD1010	2 canaux	10 µl à 10 ml	0,001 µl/h	0,351 ml/min	18 kg	-	TD1010		-	
TD2000 [1]	2 canaux	10 µl à 140 ml	0,001 µl/h	145 ml/min	18 kg	RS232 / TTL	TD2000		TD2000P	
TD2500	4 canaux	10 µl à 10 ml	0,001 µl/h	21 ml/min	18 kg	RS232 / TTL	TD2500		TD2500P	
TD2200	10 canaux	10 µl à 10 ml	0,001 µl/h	145 ml/min	18 kg	RS232 / TTL	TD2200		TD2200P	
	6 canaux	20 ml à 60 ml								
	4 canaux	100 ml à 140 ml								
pousse-seringues pour aspiration ou perfusion										
TD3100 [4]	1 canal	1 µl à 250 µl	0,001 µl/min*	363,7 µl/min	0,90 kg		TD3100		-	
TD2100	2 canaux	10 µl à 140 ml	0,001 µl/h	145 ml/min	18 kg	RS232 / TTL	TD2100		TD2100P	
TD2300 [2]	10 canaux	10 µl à 10 ml	0,001 µl/h	21 ml/min	18 kg	RS232 / TTL	TD2300		TD2300P	
	6 canaux	20 ml à 60 ml								
	4 canaux	100 ml à 140 ml								
TD4100 [3]	2 canaux	10 µl à 140 ml	0,001 µl/h	146,7 ml/min	> 100 kg	RS232 / TTL	TD4100		TD4100P	
pousse-seringues "Push / Pull" pour aspiration et perfusion simultanées										
TD1200	1 + 1 canaux	10 µl à 15 ml	0,1 µl/h	127 ml/h	9 kg		TD1200		-	
TD2600	2 + 2 canaux	10 µl à 60 ml	0,001 µl/h	86 ml/min	18 kg	RS232 / TTL	TD2600		TD2600P	
pousse-seringues "cycle continu" pour aspiration et perfusion simultanées et en continu (valve trois-voies sur demande)										
TD2700 [5]	4 canaux	10 µl à 60 ml	0,001 µl/h	86 ml/min*	18 kg	RS232 / TTL	TD2700		-	
pousse-seringues émulsifieurs										
TT3310 [6]	1+1 canaux	1 ml à 140 ml	6,373 nl/min	3.308 ml/min	35 kg	RS232 / TTL	TD3310		-	
accessoires										
Alarme sonore en fin de cycle							TD1001		TD1001	
Câble de connexion entre deux pousse-seringues							TD2003		TD2003	
Câble RS232 pour PC avec prise 9 broches type DB9							TD2004		TD2004	
Pédale pour TD2000, TD2100, TD2200, TD2300, TD2500, TD2600, TD2700 et versions programmables							TD2005		TD2005	
Pédale de commande pour pousse-seringues TD3100							TD3105		TD3105	

* débit max. avec seringue 30 ml