

Emballages secondaires UN3373 - P650 - catégorie B

emballages secondaires UN3373 - catégorie B - P650 et IATA650
(ne peuvent être utilisés seuls)

utilisation des emballages secondaires :

- ces kits ne constituent qu'un emballage secondaire, ils ne permettent le transport de matières infectieuses que sous réserve de l'utilisation des services d'un transporteur homologué en mesure de fournir l'emballage tertiaire (mallette ou carton) complétant le kit selon l'instruction d'emballage P650
- si les échantillons de diagnostic (matières infectieuses type B) sont expédiés directement **sans** les services d'un transporteur homologué, l'utilisation des kits d'emballage complets P650 est indispensable (voir page ci-contre)
- ces kits peuvent être utilisés seuls de manière interne, c'est à dire au sein d'un même site

BK1170 sachet d'emballage secondaire UN3373

- pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides de catégorie B, livré sans boîte de transport



1



2



absorbant 75 x 100 mm



cartouchière 6 poches

- **emballage secondaire** : sachet polyéthylène, rabat auto-collant, marquage UN3373, certifié 95 kPa
- **absorbant** : cartouchière absorbante à 6 places pour y insérer les tubes de prélèvement ou un absorbant 75x100 mm permettant d'absorber le contenu des échantillons transportés en cas de fuite accidentelle
- **BK1170 sachet petit modèle** certifié 95kPa : **pour tubes de prélèvement avec cartouchière absorbante à 6 poches**
dimensions : 175 x h277 mm
- **BK1180 sachet grand modèle** certifié 95kPa : **pour tubes de prélèvement avec 2 cartouchières absorbantes à 6 poches**
dimensions : 310 x h385 mm
- **BK1190 sachet grand modèle** : **pour écouvillons avec 2 absorbants 75x100 mm**
dimensions : 310 x h385 mm

référence

Prix HT

BK1170 2 Sachet UN3373 petit modèle avec cartouchière

BK1180 1 Sachet UN3373 grand modèle avec cartouchière

BK1190 Sachet UN3373 grand modèle avec absorbant