

Réactifs pour MaxiDirect - MultiDirect - SpectroDirect

analyse	gamme		Maxi	Multi	Spectro	cuves	T°C	nb. tests	réactifs	référence	Prix HT
Acide cyanurique	2	à 160 mg/l Cyanure	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1149	
Alcalinité-m (pH 4,3)	5	à 200 mg/l CaCO ₃	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1101	
Alcalinité-p (pH 8,2)	5	à 500 mg/l CaCO ₃	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1102	
	5	à 300 mg/l CaCO ₃			●						
Aluminium	0,01	à 0,3 mg/l Al	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1111	
Ammoniaque	0,02	à 1 mg/l NH ₃	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1103	
Azote total*	0,5	à 14 mg/l N			●	Ø 16 mm	100°C	24	Cuve Test+Poudre	LV1169	
	5	à 140 mg/l N			●						
Bore	0,1	à 2 mg/l B	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1172	
	0,05	à 13 mg/l Br	●	●		Ø 24 mm					
Brome	0,05	à 1 mg/l Br			●	□ 50 mm					
	0,1	à 3 mg/l Br			●	□ 10 mm					
	0,05	à 6,5 mg/l Br			●	Ø 24 mm					
si milieu à forte concentration en calcium et/ou à forte turbidité ajouter :							ambiante	100	Pastille	LV1150	
Cadmium	0,025	à 0,75 mg/l Cd ²⁺			●	Ø 16 mm	ambiante	25	Cuve Test	LV1173	
Alcalinité totale	0,1	à 4 mmol/l	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1707	
Chlore (combiné, libre et total)	0,01	à 6 mg/l Cl ₂	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1105	
	0,02	à 0,5 mg/l Cl ₂			●	□ 50 mm					
	0,1	à 6 mg/l Cl ₂			●	□ 10 mm					
	0,02	à 3 mg/l Cl ₂			●	Ø 24 mm					
si milieu à forte concentration en calcium et/ou à forte turbidité ajouter :								100	Pastille	LV1150	
Chlore (combiné, libre et total)	0,1	à 4 mg/l Cl ₂	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	15 ml	Liquide	LV1157	
	0,02	à 3 mg/l Cl ₂			●	Ø 24 mm					
Chlore (fort)	5	à 200 mg/l Cl ₂	●	●	●	Ø 16 mm	ambiante	100	Pastille	LV1107	
Chlorure faible	0,5	à 25 mg/l Cl	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1118	
Chlorure fort	5	à 60 mg/l Cl			●	Ø 24 mm	ambiante	50-75	Liquide	LV1109	
Chrome*	0,005	à 0,5 mg/l Cr			●	□ 50 mm	100°C	100	Poudre	LV1110	
	0,02	à 2 mg/l Cr			●	Ø 16 mm					
COT* 2)	50	à 800 mg/l TOC			●	Ø 16 mm	120°C	25	Cuve Test	LV1207*2	
	0,05	à 5 mg/l Cu	●	●		Ø 24 mm					
Cuivre (combiné, libre et total)	0,05	à 1 mg/l Cu			●	□ 50 mm	ambiante	100	Pastille	LV1112	
	0,5	à 5 mg/l Cu			●	Ø 24 mm					
	0,01	à 0,5 mg/l CN	●	●	●	Ø 24 mm					
Cyanure	0,005	à 0,2 mg/l CN			●	□ 50 mm	ambiante	100	Poudre+Liquide	LV1210	
DCO*	0	à 150 mg/l O ₂	●	●	●	Ø 16 mm	148°C	25	Cuve Test	LV4220	
DCO*	0	à 1500 mg/l O ₂	●	●	●	Ø 16 mm	148°C	25	Cuve Test	LV4221	
DCO*	0	à 15000 mg/l O ₂	●	●	●	Ø 16 mm	148°C	25	Cuve Test	LV4222	
Dioxyde de chlore	0,05	à 11 mg/l ClO ₂	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1105	
	0,05	à 1 mg/l ClO ₂			●	□ 50 mm					
	0,05	à 2,5 mg/l ClO ₂			●	Ø 24 mm					
si milieu à forte concentration en calcium et/ou à forte turbidité ajouter :								100	Pastille	LV1150	
en présence de chlore ajouter :								100	Pastille	LV1113	
DEHA	0,02	à 0,5 mg/l DEHA	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille+Liquide	LV1220	
Dureté calcique	50	à 900 mg/l CaCO ₃	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1122	
Dureté calcique	0	à 500 mg/l CaCO ₃				Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1174	
Dureté totale	2	à 50 mg/l CaCO ₃	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1119	
	20	à 500 mg/l CaCO ₃	●	●	●	Ø 24 mm					
Fer (II, III) soluble	0,02	à 1 mg/l Fe	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1121	
	0,01	à 0,5 mg/l Fe			●	□ 50 mm					
	0,1	à 1 mg/l Fe			●	□ 10 mm					
	0,1	à 1 mg/l Fe			●	Ø 24 mm					
Fluorure	0,02	à 2 mg/l F	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Liquide	LV1117	
	0,05	à 1,5 mg/l F			●	Ø 24 mm					
Formaldéhyde	1	à 5 mg/l HCHO			●	□ 10 mm	ambiante	50	Liquide	LV1174	
	0,02	à 1 mg/l HCHO			●	□ 50 mm					
Formaldéhyde	0,1	à 5 mg/l HCHO			●	Ø 16 mm	ambiante	25	Cuve Test	LV1175	

analyse	gamme		Maxi	Multi	Spectro	cuves	T°C	nb. tests	réactifs	référence	Prix HT				
Hydrazine	0,05 à	0,5 mg/l N ₂ H ₄	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	30 g	Poudre	LV1723					
Hydrazine ¹⁾	0,01 à	0,7 mg/l N ₂ H ₄	●	●		Ø 13 mm	ambiante	30	Vacu-vial®	LV1177					
Hypochlorite de sodium	0,2 à	16 % NaOCl	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1178					
Iode	0,05 à	3,6 mg/l I	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1104					
Manganèse	0,2 à	4 mg/l Mn	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1123					
Molybdate	1 à	50 mg/l MoO4	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1125					
	1 à	30 mg/l MoO4			●	Ø 24 mm									
Nickel	0,02 à	1 mg/l Ni			●	□ 50 mm	ambiante	50	Poudre+Liquide	LV1127					
	0,2 à	7 mg/l Ni			●	Ø 24 mm									
Nitrate	0,5 à	14 mg/l N			●	Ø 16 mm	ambiante	24	Cuve Test+Liquide	LV1128					
Nitrite	0,01 à	0,5 mg/l N	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1129					
Nitrite	0,03 à	0,6 mg/l N			●	Ø 16 mm	ambiante	24	Poudre	LV1130					
	0,3 à	3 mg/l N			●	Ø 16 mm									
Oxygène actif	0,1 à	10 mg/l O ₂	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1164					
Oxygène dissous ¹⁾	10 à	800 mg/l O ₂	●	●		Ø 13 mm	ambiante	30	Vacu-vial®	LV1183					
Ozone	0,02 à	1 mg/l O ₃	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1105					
	0,02 à	0,5 mg/l O ₃			●	□ 50 mm									
	si milieu à forte concentration en calcium et/ou à forte turbidité ajouter LV1150 :											100	Pastille	LV1150	
	pour déterminer la concentration d'ozone en présence de chlore ajouter LV1113:											100	Pastille	LV1113	
pH	5,2 à	6,8 pH		●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1184					
pH	6,5 à	8,4 pH	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1136					
pH	6,5 à	8,4 pH	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	15 ml	Liquide	LV1185					
pH	8,0 à	9,6 pH	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1186					
Phénols	0,1 à	5 mg/l C ₆ H ₅ OH			●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1187					
Peroxyde hydrogène	0,03 à	3 mg/l H ₂ O ₂	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1120					
	0,01 à	0,5 mg/l H ₂ O ₂			●	□ 50 mm									
	0,03 à	1,5 mg/l H ₂ O ₂			●	Ø 24 mm									
PMBH	2 à	60 mg/l PMBH	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1165					
Phosphate total faible*	0,07 à	3 mg/l P			●	Ø 16 mm	100°C	24	Cuve Test	LV1131					
	0,2 à	10 mg/l PO ₄			●	Ø 16 mm									
Phosphate total fort*	1,5 à	20 mg/l P			●	Ø 16 mm	100°C	24	Cuve Test	LV1132					
	5 à	60 mg/l PO ₄			●	Ø 16 mm									
Phosphate Ortho faible	0,05 à	4 mg/l PO ₄	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1133					
Phosphate Ortho fort	1 à	80 mg/l PO ₄	●	●	●		ambiante								
Phosphate Ortho moyen	3 à	60 mg/l PO ₄			●	Ø 16 mm	ambiante	24	Cuve Test	LV1135					
Phosphate Ortho moyen ¹⁾	5 à	40 mg/l PO ₄	●	●		Ø 13 mm	ambiante	30	Vacu-vial®	LV1194					
Phosphate Ortho faible ¹⁾	0,05 à	5 mg/l PO ₄	●	●		Ø 13 mm	ambiante	30	Vacu-vial®	LV1195					
Plomb	0,1 à	5 mg/l Pb			●	□ 10 mm	ambiante	50	Cuve Test	LV1196					
Plomb	0,1 à	5 mg/l Pb			●	Ø 16 mm	ambiante	25	Cuve Test	LV1197					
Potassium	0,7 à	12 mg/l K	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1137					
	1 à	10 mg/l K			●	Ø 24 mm									
Silice	0,05 à	4 mg/l SiO ₂	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1138					
	0,05 à	3 mg/l SiO ₂			●	Ø 24 mm									
Sulfate	5 à	100 mg/l SO ₄	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1145					
	0,1 à	5 mg/l SO ₃	●	●		Ø 24 mm									
Sulfite	0,1 à	10 mg/l SO ₃			●	□ 10 mm	ambiante	100	Pastille	LV1143					
	0,05 à	4 mg/l SO ₃			●	Ø 24 mm									
Sulfure	0,04 à	0,5 mg/l S	●	●	●	Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1141					
Surfactants anioniques	0,05 à	2 mg/l MBAS			●	Ø 16 mm	ambiante	25	Cuve Test	LV1202					
Urée	0,1 à	3 mg/l CH ₄ N ₂ O	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille+Liquide	LV1221					
	0,1 à	1 mg/l CH ₄ N ₂ O			●	Ø 24 mm									
Zinc	0,02 à	1 mg/l Zn	●	●		Ø 24 mm	ambiante	100	Pastille	LV1144					
	0,02 à	0,5 mg/l Zn			●	Ø 24 mm									
si forte concentration en chlore libre, ajouter :								100	Pastille	LV1167					
P = réactif en pastilles - PDR = réactif en poudre - L = réactif liquide prédosé - Ct = réactifs en cuves-test															

* techniques chauffantes : utiliser les thermoblocs décrits page 432

¹⁾ MultiDirect : adaptateur pour cuve Ø 13 mm indispensable LV1016 voir page 419 - ²⁾ COT : la cuve test doit être fermée par capuchon aluminium réutilisable LV1300 (vendus par 6) voir page 419