

Appareil à filtration en verre 30 ml ou 250 ml



► **membranes Ø 25 mm (30 ml) ou Ø 47 / 50 mm (250 ml)**

- capacité :
30 ml pour membranes : Ø 25 mm
250 ml pour membranes : Ø 47 mm
- entonnoir en verre borosilicaté 3.3
- support de membrane en PTFE et verre fritté borosilicaté 3.3
- pince de maintien en aluminium anodisé
- surface de filtration : 3 cm² (Ø 25 mm) ou 12,5 cm² (Ø 47 mm)
- stérilisation par autoclave (max. +134°C) ou par chaleur sèche (max. +180°C)
- livré complet avec entonnoir, support de membrane, pince de maintien et adaptateur pour rampe de filtration

appareils à filtration complets avec entonnoir, pince et adaptateur pour rampe

réf.	membrane	entonnoir	bec sortie	Prix HT
RS3030	Ø 25 mm	30 ml	Ø 12 mm	
RS3060	Ø 47 / 50 mm	250 ml	Ø 15 mm	

Entonnoir de filtration à usage unique 250 ml en polypropylène stérile



► **idéal pour la recherche des légionella**

- entonnoirs 250 ml gradués en polypropylène, livrés par lot de 50, stériles à l'oxyde d'éthylène (un conditionnement de 50 entonnoirs est composé de 2 sacs de 12 et 2 sacs de 13)
- pour membranes : Ø 47 ou 50 mm
- fixation très simple par système à baïonnette 1/4 tour
- manipulations d'une seule main
- surface de filtration : 12,5 cm²
- montage sur rampe multipostes : l'entonnoir est fixé sur un support inox spécial pour rampe, le support est vissé directement sur la rampe

réf.	membrane	entonnoir	Prix HT
adaptateur inox pour rampe (sans entonnoir)			
RS2156	support inox		
entonnoirs stériles à usage unique, les 50			
RS2155	Ø 47 / 50 mm	250 ml	

Entonnoir de filtration à usage unique 100 ml



entonnoir convertible en boîte de Pétri

- entonnoir gradué en polystyrène stérile par rayons gamma, en emballage individuel, membrane filtrante quadrillée en nitrate de cellulose incorporée, surface de filtration : 14,5 cm²
- membrane amovible : les membranes changent de couleur quand elles sont humidifiées (blanc en noir, gris en blanc)
- contient un tampon absorbant pour les milieux de culture liquides prêts à l'emploi (page 457)
- couvercle avec loupe intégrée pour faciliter le comptage des colonies
- montage sur rampe : l'entonnoir est monté sur un adaptateur et un support inox, le support est vissé sur la rampe

support de filtration inox avec adaptateur pour rampe (sans entonnoir)

réf.	membrane	entonnoir	Prix HT
RS3101	Ø 47 / 50 mm	100 ml	

entonnoirs à usage unique 100 ml avec membrane quadrillée 47 mm, l'ensemble stérile rayons gamma

réf.	membrane	quadrillage	Prix HT
RS2151	0,2 µm	blanc / noir	les 50
RS2152	0,45 µm	blanc / noir	les 50
RS2153	0,45 µm	gris / blanc	les 50