

Guide des autoclaves



capacité	dimensions cuve	type	applications				température	pression	interface	référence	page
			solide	liquide	agar	steampot					
stérilisateurs à billes											
-	Ø 30 x 40 mm		■				environ 250°C	-	-	ST25	558
-	Ø 40 x 80 mm		■				environ 250°C	-	-	ST250	558
-	Ø 40 x 140 mm		■				environ 250°C	-	-	ST350	558
autoclaves manuels											
23 litres	Ø 310 x 295 mm	vertical	■	■	■		121°C	1,0 bar	-	PB1023	560
23 litres	Ø 310 x 290 mm	vertical	■	■	■		121°C	1,0 bar	-	PB2300	560
21 litres	Ø 250 x 415 mm	horizontal	■	■			5 à 135°C	2,2 bar	-	AR1241	559
autoclaves verticaux automatiques											
7 litres	Ø 220 x 180 mm	vertical	■				5 à 127°C	1,5 bar	-	AR1210	558
12 litres	Ø 250 x 270 mm	vertical	■				100 à 139°C	2,5 bar		AR1221	562
21 litres	Ø 250 x 415 mm	horizontal	■	■			5 à 135°C	2,2 bar	RS232	AR1251	559
25 litres	Ø 240 x 550 mm	vertical	■	■	■		105 à 121°C	1,4 bar	-	HMC25	564
25 litres	Ø 250 x 450 mm	vertical	■	■	■		134°C	2,1 bar	-	PB0250	561
28 litres	Ø 300 x 400 mm	vertical	■				100 à 139°C	2,5 bar	-	AR2800	562
28 litres	Ø 300 x 400 mm	vertical	■	■			100 à 139°C	2,5 bar	RS232	AD2800	562
35 litres	Ø 250 x 450 mm	vertical	■	■	■		134°C	2,1 bar	-	PB0350	561
50 litres	Ø 300 x 710 mm	vertical	■	■	■		105 à 135°C	2,2 bar	-	HMC50	564
50 litres	Ø 364 x 482 mm	vertical	■	■		■	105 à 135°C	2,5 bar	RS232	HMG50	567
50 litres	Ø 250 x 450 mm	vertical	■	■	■		134°C	2,1 bar	-	PB0500	561
75 litres	Ø 400 x 600 mm	vertical	■				100 à 139°C	2,5 bar	-	AR7500	562
75 litres	Ø 400 x 600 mm	vertical	■	■			100 à 139°C	2,5 bar	RS232	AD7500	562
80 litres	Ø 364 x 730 mm	vertical	■	■	■	■	105 à 135°C	2,5 bar	RS232	HMG80	567
85 litres	Ø 420 x 615 mm	vertical	■	■	■		105 à 128°C	1,6 bar	-	HMC85	564
108 litres	Ø 500 x 552 mm	vertical	■	■	■	■	105 à 135°C	2,5 bar		HMG113	567
110 litres	Ø 400 x 850 mm	vertical	■				100 à 139°C	2,5 bar	-	AR1100	562
110 litres	Ø 400 x 850 mm	vertical	■	■			100 à 139°C	2,5 bar	RS232	AD1100	562
110 litres	Ø 420 x 795 mm	vertical	■	■	■		105 à 123°C	1,2 bar	-	HMC110	564
113 litres	Ø 500 x 576 mm	vertical	■	■	■	■	105 à 135°C	2,5 bar		HMG5113	567
129 litres	Ø 500 x 656 mm	vertical	■	■	■	■	105 à 135°C	2,5 bar		HMG133	567
133 litres	Ø 500 x 680 mm	vertical	■	■	■	■	105 à 135°C	2,5 bar		HMG5133	567
150 litres	Ø 500 x 750 mm	vertical	■				100 à 139°C	2,5 bar	-	AR1500	562
150 litres	Ø 500 x 750 mm	vertical	■	■			100 à 139°C	2,5 bar	RS232	AD1500	562

