

Racks pour rangement vertical

- ▶ pour tout type de boîtes cryogéniques
- ▶ pour tout type de congélateur ultra-basse température



racks livrés sans boîte

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- poignée de transport sur le dessus
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.

réf.	dimensions (lxpxh)	capacité max.	Prix HT
pour boîtes cryogéniques hauteur 50 mm			
BP3506	140x140x335 mm	6	
BP3510	140x140x555 mm	10	
BP3511	140x140x610 mm	11	
BP3512	140x140x665 mm	12	
BP3513	140x140x720 mm	13	
pour boîtes cryogéniques hauteur 75 mm			
BP3704	140x140x326 mm	4	
BP3705	140x140x406 mm	5	
BP3706	140x140x486 mm	6	
BP3707	140x140x551 mm	7	
BP3708	140x140x629 mm	8	
pour boîtes cryogéniques hauteur 100 mm			
BP4003	140x140x320 mm	3	
BP4004	140x140x425 mm	4	
BP4005	140x140x530 mm	5	
BP4006	140x140x635 mm	6	



racks livrés sans boîte

Racks pour rangement horizontal

- racks en acier inoxydable 304L
- température : jusqu'à -196°C
- pour boîtes cryogéniques en carton, en polypropylène, en polycarbonate, etc.
- poignée en acier inox

réf.	dimensions (lxpxh)	capacité max.	Prix HT
pour boîtes cryogéniques hauteur 50 mm			
BP3534	139x414x224 mm	12	
BP3544	139x549x224 mm	16	
BP3545	139x549x279 mm	20	
pour boîtes cryogéniques hauteur 75 mm			
BP3741	139x414x164 mm	6	
BP3742	139x549x164 mm	8	
BP3743	139x549x224 mm	12	
pour boîtes cryogéniques hauteur 100 mm			
BP3943	139x414x214 mm	6	
BP3944	139x549x214 mm	8	

Cryocanne de rangement

pour tubes cryogéniques



- longueur : 290 mm
- en aluminium
- capacité : 5 à 6 tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml
- permet de conserver les tubes cryogéniques dans les contenants à atmosphère cryogénique (azote, oxygène et hélium liquide), de Dewar, de congélation (congélateur, chambre froide), etc.

référence	Prix HT
AB9120 Cryocanne pour tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml, les 12	

Clip de fixation pour boîtes cryogéniques



- température : jusqu'à -200°C
- clip métallique galbé à glisser au-dessus de la boîte cryogénique dans son rack de rangement afin d'éviter qu'elle ne glisse lors de la manipulation du rack
- espace requis pour glisser la tige au-dessus de la boîte et la maintenir correctement : 1 à 6 mm

référence	Prix HT
BP7601 pack de 10 tiges pour boîte de rangement	