


Cuves pour fluorescence haute précision

- en verre optique spécial ou en quartz Spectrosil®
- cuves de haute précision à 3 ou 4 fenêtres
- couvercle ou bouchon en PTFE
- volume : 1,4 ou 3,5 ml
- dim. cuve TO 10 mm : 12,5 x 12,5 mm


1



2




3



trajet optique	fenêtre	volume	capuchon	verre optique spécial		quartz Spectrosil		quartz Spectrosil haut. faisceau Z = 8,5 mm		quartz Spectrosil haut. faisceau Z = 15 mm	
				référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
cuve macro à 4 fenêtres											
10 mm	10 mm	3,5 ml	couvercle	CS7101		CS7201	1	-		-	-
cuves semi-micro à 4 fenêtres											
10 mm	4 mm	1,4 ml	couvercle	CS7102		CS7202	2	-		-	-
10 mm	4 mm	1,4 ml	bouchon	CS7103		CS7203		-		-	-
cuves sub-micro à 3 fenêtres											
1,5 mm	5 x 1,5 mm	12 µl	bouchon	-	-	-	-	CS7301		CS7401	
3 mm	5 x 3 mm	45 µl	bouchon	-	-	-	-	CS7302		CS7402	3
10 mm	5 x 2 mm	100 µl	bouchon	-	-	-	-	CS7303		CS7403	

Cuve démontable pour micro-volumes



- en quartz Spectrosil®
- cuve en deux parties
- à utiliser avec adaptateur
- volume 30 µl
- TO : 0,01 mm
- dimensions chambre : 8 x 0,01 x 38 mm
- dimensions cuve : 12,5 x 2,5 x 45 mm

référence	Prix HT
CS7501	Cuve démontable micro-volume
CS7502	Adaptateur pour cuve démontable

Cuves pour anaérobie

- en quartz Spectrosil®
- bouchon à vis avec septum Ø 9 mm en silicone
- volume : 1,4 ou 3,5 ml
- TO : 10 mm
- dimensions cuve : 12,5 x 12,5 x 66 mm



référence	Prix HT
CS7601	Cuve pour anaérobie 1,4 ml
CS7602	Cuve pour anaérobie 3,5 ml

Cuves pour agitation magnétique

- quartz Spectrosil®
- couvercle en PTFE
- cuve 0,9 ml : barreau Ø 1,5 x 6 mm
- cuve 1,8 et 3,5 mm : barreau Ø 3 x 6 mm
- volume : 0,9 à 3,5 ml
- TO = 10 mm
- dimensions cuve : 12,5 x 12,5 x 48 mm



référence	Prix HT
CS7701	Cuve pour agitation magnétique 0,9 ml
CS7702	Cuve pour agitation magnétique 1,8 ml
CS7703	Cuve pour agitation magnétique 3,5 ml

Solutions étalons pour spectrophotomètres

- ▶ absorbance, résolution spectrale, longueur d'onde, lumière diffuse (parasite)
- ▶ ampoules prêtes à l'emploi



- étalons pour spectrophotomètres UV-VISIBLES
- ampoules prêtes à l'emploi
- étalonnage de l'absorbance : kit de 4 ampoules étalons et 4 ampoules de référence
- étalonnage résolution spectrale, longueur d'onde ou lumière diffuse : kit de 8 ampoules

référence	Prix HT
PAN8000	Étalon absorbance, 8 x 10 ml
PAN8100	Étalon résolution spectrale, 8 x 10 ml
PAN8200	Étalon lumière diffuse, 8 x 10 ml
PAN8300	Étalon longueur d'onde, 8 x 10 ml