

désignation	condit.	référence	Prix HT	condit.	référence	Prix HT
Violet de méthyl : corpusus de Heinz	100 ml	CL610651		500 ml	CL610650	
Vert de méthyl solution aqueuse 1 %	500 ml	CL641705		1 litre	CL641700	
Vert de méthyl poudre	25 g	CL80073				
Vert de méthylène poudre	10 g	CL80078				
Vert SF poudre "light"	25 g	CL80068		100 g	CL800681	
Vert rapide FCF	25 g	CL800510				
Victoria : bleu Victoria poudre	25 g	CL80104				
Violet cristallisé Gram Hucker-Conn	1 litre	CL620501		2,5 litres	CL62050	
Violet cristallisé pour Gram	1 litre	CL620151		2,5 litres	CL62015	
Violet cristallisé poudre	25 g	CL80042		100 g	CL800421	
Violet rapide de Crésyl solution aqueuse 0,14 %	500 ml	CL641575		1 litre	CL641571	
Violet rapide de Crésyl tampon	500 ml	CL641695		1 litre	CL641690	
Violet de méthyl 2B poudre	25 g	CL800740				

W

Wade-Fite mycobactérie de Leprae kit - 500 ml : Fuchsine phéniquée de Ziehl-Neelsen, hémalum de Mayer, acide sulfurique solution aqueuse 10 %	le kit	CL631260				
Wayson (colorant de)	500 ml	CL620655		1 litre	CL620650	
Weber : Trichrome de Weber modifié	500 ml	CL621535				
Weigert : Hématoxyline 1 de Weigert	500 ml	CL640495		1 litre	CL64049	
Weigert : Hématoxyline 2 de Weigert	500 ml	CL640505		1 litre	CL64050	
Weigert fuchsine élastine resorcine	500 ml	CL640365		1 litre	CL640360	
Wheathley : Trichrome de Gomori modifié de Wheathley	500 ml	CL621525				
Wright (colorant de)	25 g	CL801340		100 g	CL801341	
Wright (colorant de)	1 litre	CL610341		2,5 litres	CL61034	
Wright-Giemsa (colorant de) : 90 % colorant de wright + 10 % colorant de giemsa	500 ml	CL610415		1 litre	CL610411	

X

Xylène Cyanol FF poudre	25 g	CL80107				
Xylène, mélange d'isomères DC	1 litre	PL17691		5 litres	PL17694	
Xylol phéniqué	500 ml	CL641175		1 litre	CL641171	

Z

Ziehl-Neelsen : alcool acidifié à 3%	1 litre	CL620581		2,5 litres	CL62058	
Ziehl-Neelsen : fuchsine phéniquée de Ziehl-Neelsen	1 litre	CL620121		2,5 litres	CL62012	
Ziehl-Neelsen : bleu de méthylène solution aqueuse 0,5%	1 litre	CL620201		2,5 litres	CL62020	
Ziehl-Neelsen kit : fuchsine phéniquée (500 ml) + bleu de méthylène (500 ml) + alcool acidifié à 3% (2 x 500 ml)	le kit	CL621035				