

Enceinte de travail UV-PCR

- ▶ stérilisation totale de l'échantillon en 12 à 30 min
- ▶ protection de l'échantillon : pas de contamination extérieure ou de contamination croisée
- ▶ protection de l'opérateur contre le rayonnement UV

préparations d'échantillons avant thermocyclage, révélation et séparation des séquences d'ADN post PCR, fécondation in vitro, cultures cellulaires, biologie végétale, préparation de solutions stériles, etc.

- trois lampes UV germicides 15W
- stérilisation de l'échantillon en 12 à 30 min
- construction en acier galvanisé revêtu d'une peinture époxy
- arrêtes arrondies pour un nettoyage facile
- vitre frontale en verre trempé 4 mm, ouverture grâce à un système de charnières, hauteur d'ouverture 235 mm, fonctionne comme un filtre pour protéger l'opérateur et l'environnement contre le rayonnement UV
- plan de travail en verre trempé empêchant la contamination croisée des échantillons ADN et ARN, évite des résultats faussement positifs
- étagère intérieure en verre
- mise hors service de sécurité automatique à l'ouverture de la façade
- minuterie

- éclairage de l'espace de travail 900 lux
- dim. internes (lxpxh) : 575 x 565 x h605 mm
- dim. externes (lxpxh) : 600 x 600 x h775 mm
- poids : 40 kg
- consommation 62 W
- alimentation 230 V - 50 Hz
- **garantie 5 ans**
- enceinte livrée montée et complète



référence

TN1200 Enceinte PCR

Prix HT