

## Agents nettoyants pour lave-vaisselle

### Détergents liquides

- **MS2200 détergent liquide avec phosphate**, à base d'agents tensioactifs non ioniques, de phosphates et d'hydroxyde de potassium, le bidon de 5 litres
- **MS2201 détergent liquide sans phosphate** : à base d'agents tensioactifs anioniques, d'hydroxyde de sodium et d'agents séquestrants, non moussant, le bidon de 5 litres
- **LD2200 détergent liquide alcalin** pour la verrerie de laboratoire, les instruments de chirurgie, d'anesthésie et les biberons, à base d'hydroxyde de sodium, sans phosphate, fort pouvoir détachant, élimine les résidus de sang, l'albumine et les déchets alimentaires, le bidon de 5 litres
- **LD2201 détergent liquide fortement alcalin** pour la verrerie de laboratoire et animalerie, à base d'hydroxyde de sodium, sans phosphate, pour éliminer les résidus d'huile, d'amidon et de colorant, le bidon de 5 litres
- **LD2202 détergent liquide alcalin, avec phosphate, à base d'hypochlorite de sodium et d'hydroxyde de potassium**, très grande efficacité détergente, élimine les bouillons de culture, le sang, l'albumine et le colorant, le bidon de 5 litres

## référence

## Prix HT

**MS2200** Détergent liquide avec phosphate, les 5 litres

**MS2201** Détergent liquide sans phosphate, les 5 litres

**LD2200** Détergent liquide alcalin sans phosphate, les 5 litres

**LD2201** Détergent liquide fortement alcalin sans phosphate, les 5 litres

**LD2202** Détergent liquide alcalin avec phosphates, les 5 litres

### Détergents en poudre

- **MS2202 détergent en poudre sans phosphate** : à base d'hydroxyde de potassium, d'acide nitrilotriacétique et de sel trisodium, non moussant, le seau de 5 kg
- **MS2203 détergent poudre chloré** : agent de désinfection à base d'agents tensioactifs anioniques, d'hydroxyde de sodium, d'agents séquestrants à base de chlore, non moussant, le seau de 5 kg
- **LD3200 détergent alcalin en poudre**, à base d'hydroxyde de sodium, de silicate de sodium, de carbonate de sodium et de tensioactifs, bonne efficacité détergente pour la verrerie de laboratoire, le seau de 10 kg
- **LD3201 détergent en poudre fortement alcalin**, composition pulvérulente de phosphates, de tensioactifs non ioniques et d'hydroxyde de sodium, élimine le sang, l'albumine, les restes de bouillons de cultures et la gélatine, le seau de 10 kg

## référence

## Prix HT

**MS2202** Détergent poudre sans phosphate, 5 kg

**MS2203** Détergent poudre chloré sans phosphate, 5 kg

**LD3200** Détergent poudre alcalin, 10 kg

**LD3201** Détergent poudre fortement alcalin, 10 kg

### Acides neutralisants

- **MS2204 neutralisant** : à base d'acide acétique en solution aqueuse, pour faciliter le rinçage en cassant la mousse et en éliminant les sels minéraux, le bidon de 5 litres
- **LD4200 acide neutralisant**, à base d'acide phosphorique, le bidon de 5 litres
- **LD4201 acide neutralisant**, à base d'acide organique, le bidon de 5 litres

## référence

## Prix HT

**MS2204** Neutralisant acide acétique, 5 litres

**LD4200** Neutralisant acide phosphorique, 5 litres

**LD4201** Neutralisant acide organique, 5 litres

### Sel de régénération

- **MS2205 sel régénérant** : à base de chlorure de sodium, le seau de 5 kg

## référence

## Prix HT

**MS2205** Sel régénérant, 5 kg

