

microtubes Simport® 0,5 / 1,5 / 2,0 ml standard

- Microwtubes® Simport®
- tubes en polypropylène
- dim. Ø 44 x h11 mm
- plage de température de -196 à +121°C
- certifiés RNase, DNase, apyrogène et sans ADN

- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe

Microtubes standard

Microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1101	1	les 1000
Microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1102	2	les 1000
	coniques	DS1103	3	les 1000
Microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1104	4	les 1000
	coniques	DS1105	5	les 1000



microtubes Simport® 0,5 / 1,5 / 2,0 ml gradués avec zone de marquage

- Microwtubes® Simport® en polypropylène
- dim. Ø 44 x h11 mm
- plage de température de -196 à +121°C
- certifiés RNase, DNase, apyrogène et sans ADN

- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- tubes gradués avec zone de marquage

Microtubes gradués avec zone de marquage

Microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1111	1	les 1000
Microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1112	2	les 1000
	coniques	DS1113	3	les 1000
Microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1114	4	les 1000
	coniques	DS1115	5	les 1000



microtubes Simport® 0,5 / 1,5 / 2,0 ml opaques

- Microwtubes® Simport® en polypropylène
- dim. Ø 44 x h11 mm
- plage de température de -196 à +121°C
- certifiés RNase, DNase, apyrogène et sans ADN

- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- parois opaques pour échantillons sensibles à la lumière

Microtubes opaques

Microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1121	1	les 1000
Microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1122	2	les 1000
	coniques	DS1123	3	les 1000
Microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1124	4	les 1000
	coniques	DS1125	5	les 1000



microtubes Simport® 0,5 / 1,5 / 2,0 ml faible adhérence

- Microwtubes® Simport® en polypropylène
- dim. Ø 44 x h11 mm
- plage de température de -196 à +121°C
- certifiés RNase, DNase, apyrogène et sans ADN

- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- surface à faible adhérence pour un rendement maximal d'échantillon

Microtubes faible adhérence

Microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1131	1	les 1000
Microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1132	2	les 1000
	coniques	DS1133	3	les 1000
Microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1134	4	les 1000
	coniques	DS1135	5	les 1000

