

Cuves de transfert de gel semi-secs

- **transfert ultra-rapide ADN, ARN ou protéine : entre 15 et 30 min**
- **compatibles avec tous les gels épaisseurs 0,25 à 10 mm**
- **applications : Western, Southern et Northern Blot**

- pour le transfert en milieu semi-sec avec très faible volume de tampon
- couvercle de sécurité unidirectionnel : parfaite transmission de la tension électrique et de la pression
- couvercle translucide
- électrodes : anode en platine, cathode en acier inoxydable
- parfaite uniformité du courant électrique et de la température sur l'ensemble du gel

référence	Prix HT
LN8100 Mini-cuve de transfert de gel semi-sec 10 x 10 cm 1	
LN8200 Maxi-cuve de transfert de gel semi-sec 20 x 20 cm	
LN8300 Maxi-cuve Plus de transfert de gel semi-sec 33 x 45 cm 2	
LN8400 Maxi-cuve Longue de transfert de gel semi-sec 20 x 50 cm	
modèles avec générateur	
LN4574 Générateur 300 V - 300 W avec écran LCD 3	



1



2



3

LN8100 : Mini-cuve

- dimensions ext. : 16 x 16 x 7 cm
- dimensions gel : 10 x 10 cm
- 1 gel 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 5 ml

LN8200 : Maxi-cuve

- dimensions ext. : 26 x 26 x 7 cm
- dimension gel : 20 x 20 cm
- 1 gel 16 x 17,5 cm ou 4 gels 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 20 ml

LN8300 : Maxi-cuve Plus

- dimensions ext. : 33 x 45 x 7 cm
- dimensions gel : 33 x 45 cm
- 5 gels 16 x 17,5 cm, 10 gels 16 x 8,5 cm ou 20 gels 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 75 ml

LN8400 : Maxi-cuve Longue

- dimensions ext. : 26 x 56 x 7 cm
- dimensions gel : 20 x 50 cm
- 2 gels 16 x 17,5 cm, 6 gels 16 x 8,5 cm ou 13 gels 8 x 8,5 cm
- volume de tampon : 50 ml