

## Étalons d'osmolalité

- conformes à la Pharmacopée Européenne
- augmentation de la durée de conservation
- prêts à l'emploi



- conformes à la Pharmacopée Européenne 2.2.35 : Osmolality Standards USP 785
- gamme étendue : de 59 à 3000 mOsm/kg H<sub>2</sub>O
- compatibles avec tous les osmomètres
- grande précision
- certificats d'analyses et fiches de données de sécurité disponibles en téléchargement
- lots de 12 ampoules de 5 ml en verre

| concentration                  | référence | Prix HT |
|--------------------------------|-----------|---------|
| <b>standard osmolalité</b>     |           |         |
| <b>les 12 ampoules de 5 ml</b> |           |         |
| 50 mOsm/kg H <sub>2</sub> O    | OSM01     |         |
| 100 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM02     |         |
| 200 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM03     |         |
| 290 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM04     |         |
| 300 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM05     |         |
| 400 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM06     |         |
| 500 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM07     |         |
| 850 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM08     |         |
| 900 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSM09     |         |
| 1000 mOsm/kg H <sub>2</sub> O  | OSM10     |         |
| 1500 mOsm/kg H <sub>2</sub> O  | OSM11     |         |
| 2000 mOsm/kg H <sub>2</sub> O  | OSM12     |         |
| 3000 mOsm/kg H <sub>2</sub> O  | OSM13     |         |
| <b>à base de protéine</b>      |           |         |
| <b>les 12 ampoules de 5 ml</b> |           |         |
| 240 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSMR01    |         |
| 280 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSMR02    |         |
| 320 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSMR03    |         |
| <b>à base d'urine</b>          |           |         |
| <b>les 12 ampoules de 5 ml</b> |           |         |
| 300 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSMU01    |         |
| 800 mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | OSMU02    |         |

## Étalons point de fusion

- grande amplitude de gamme
- prêts à l'emploi
- certificats d'analyses disponibles



- large gamme : de +47/+49°C à +283°C/+286°C
- précision ±0,3°C
- compatibles avec tous les types d'appareils pour la mesure du point de fusion
- prêts à l'emploi
- certificats d'analyses et fiches de données de sécurité disponibles en téléchargement
- en flacon en verre de 1 g

| point de fusion                                 | réf.           | Prix HT                               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>étalons "point de fusion" gamme standard</b> |                |                                       |
| <b>le flacon de 1 g</b>                         |                |                                       |
| +164 à +166°C                                   | Sulphanilimide | <b>les 3 flacons de 1 g</b><br>RMPS01 |
| +235 à +237°C                                   | Caféine        |                                       |
| +81 à +83°C                                     | Vanilline      |                                       |
| +235 à +237°C                                   | Sulphanilimide | RMP01                                 |
| +164 à +166°C                                   | Caféine        | RMP02                                 |
| +81 à +83°C                                     | Vanilline      | RMP03                                 |
| <b>étalons "point de fusion" gamme étendue</b>  |                |                                       |
| <b>le flacon de 1 g</b>                         |                |                                       |
| +47 à +49°C                                     | Benzophenone   | <b>les 3 flacons de 1 g</b><br>RMPS02 |
| +121 à +123°C                                   | Benzoic acid   |                                       |
| +283 à +286°C                                   | Anthraquinone  |                                       |
| +47 à +49°C                                     | Benzophenone   | RMP04                                 |
| +121 à +123°C                                   | Benzoic acid   | RMP05                                 |
| +283 à +286°C                                   | Anthraquinone  | RMP06                                 |

## Étalons pesticides

- grande amplitude de gamme
- conformes à la Pharmacopée européenne et aux normes EPA
- prêts à l'emploi



- conformes à la Pharmacopée Européenne et aux méthodes EPA (méthodes série 500, 600 et 800)
- pour chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse et chromatographie en phase liquide
- grande gamme : de 5 à 1000 µg/ml
- certificats d'analyses et fiches de données de sécurité disponibles en téléchargement
- en ampoules de 1 ml en verre ambré

| <b>étalons à base de Toxaphene / Chlordane</b> |               |      |         |
|------------------------------------------------|---------------|------|---------|
| <b>l'ampoule de 1 ml</b>                       |               |      |         |
| composition                                    | concentration | réf. | Prix HT |
| Technical Chlordane                            | 200 µg/ml     | P01  |         |
| Technical Chlordane                            | 1000 µg/ml    | P01H |         |
| Toxaphene®                                     | 200 µg/ml     | P02  |         |
| Toxaphene®                                     | 1000 µg/ml    | P02H |         |
| Aroclor® : en cours de demande d'autorisation  |               |      |         |