

Lingettes pour surfaces et instruments



WIP'ANIOS EXCEL pour surfaces

- ▶ lingettes en viscosse 100% biodégradables
- ▶ 180 x 200 mm
- ▶ sans parfum, sans alcool



- traitement des surfaces (structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes), et essuyage des

- gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection
- appliquer la lingette sur la zone à traiter, respecter le temps de contact, laisser sécher
- rinçage inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses

référence	Prix HT
DA2510 Lingettes, le sachet de 50 lingettes	
DA2511 Lingettes, le sachet de 100 lingettes	

DM IIb
directive 93/42

Lingettes nettoyantes et désinfectantes mikrozid® AF

- ▶ à base d'alcool
- ▶ résistantes et bien imprégnées

- grandes lingettes imprégnées de septinol®
- résistantes, pas de déchirure ni tortillon, excellente couverture de la surface
- séchage rapide, sans essuyage, sans laisser de trace
- idéal pour les matières plastiques et synthétiques : plateaux de traitements, couveuses, extérieur des systèmes de dialyse, etc.
- bactéricide : NF EN 1040, NFT 72171-5, NFT 72190-4, BK, SARM
- fongicide : NF EN 1275, NFT 72190
- virucide : NFT 72180, HBV, HCV (modèle BVDV), HIV, Herpès simplex, rotavirus, vaccinovirus, adenovirus, papovirus, poliovirus
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : ammoniums quaternaires
- boîtes de 150 lingettes 150 x 180 mm,
- recharges disponibles



référence	Prix HT
MS2000 Lingettes désinfectantes, les 150	
MS2001 Recharge de 150 lingettes	

DM IIa
directive 93/42 CE



LINGET' ANIOS pour surfaces, structures externes, et dispositifs médicaux

- lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes)
- agréablement parfumées
- usage unique prête à l'emploi
- rinçage inutile sauf si la surface ou le dispositif médical entre en contact avec la peau ou les muqueuses



référence	Prix HT
DA2410 Lingettes en boîte, le 120 lingettes	
DA2411 Lingettes en sachet, les 120 lingettes	
DA2412 Recharge 120 lingettes, la recharge	

DM IIa
directive 93/42 CE

Lingettes nettoyantes et désinfectantes sans alcool mikrozid® sensitive wipes

- ▶ idéal pour les personnes et les surfaces sensibles à l'alcool : plexiglas, plastiques
- ▶ résistantes et bien imprégnées

- produit d'imprégnation : mikrozid® sensitive liquid
- résistantes et bien imprégnées, pas de déchirure ni de tortillon, ne laisse pas de traces, ne colle pas, odeur agréable
- action bactéricide et fongicide prouvée suivant norme d'essuyage AFNOR NFT 72190-5)
- bactéricide : NF EN1040, NF EN 1276, NF 13727
- fongicide : NF EN 1275
- virucide : HBV, HIV, HCV (modèle BVDV), rotavirus, vaccinovirus
- biodégradable (OCDE 301D)
- 200 lingettes 180 x 240 mm par flacon



référence	Prix HT
MS2050 Lingettes sans alcool la boîte de 200	

DM IIa
directive 93/42 CE