

Cuves-tests à usage unique pour photomètre DR3900

analyse	gamme	cuve (mm)	T°C	kit ADDISTA	réf.	tests / boîte	Prix HT
Acides organiques	50 à 2500 mg/l C ₂ H ₃ O ₂	Ø 13 amb.			LCK365	25	
Alcalinité totale	0,8 à 8,0 mmol/l CaCO ₃	Ø 13 amb.			LCK362	62	
Alcool	10 à 120 mg/l	Ø 13 amb.			LCK300	24	
Aluminium	0,02 à 0,50 mg/l Al	Ø 13 amb.		LCA702	LCK301	24	
Amidon	5 à 150 mg/l	Ø 13 amb.			LCK357	25	
Ammonium faible	0,015 à 2,0 mg/l NH ₄ -N 0,02 à 2,50 mg/l NH ₄	Ø 13 amb.		LCA700	LCK304	25	
Ammonium	1 à 12 mg/l NH ₄ -N 1,3 à 15,0 mg/l NH ₄	Ø 13 amb.		LCA704	LCK305	25	
Ammonium	2 à 47 mg/l NH ₄ -N 2,5 à 60,0 mg/l NH ₄	Ø 13 amb.		LCA703	LCK303	25	
Ammonium fort	47 à 130 mg/l NH ₄ -N 60 à 167 mg/l NH ₄	Ø 13 amb.		LCA705	LCK302	25	
AOX faible	0,005 à 0,50 mg/l AOX	□ 50 +100°C			LCK391	12	
AOX fort	0,05 à 3,0 mg/l AOX	Ø 13 +100°C	LCA390		LCK390	24	
Argent faible	0,04 à 0,80 mg/l Ag ⁺	Ø 13 amb.			LCK354	25	
Argent	5 à 2500 mg/l Ag ⁺	Ø 13 amb.			LCK355	25	
Azote total faible	1 à 16 mg/l N	Ø 13 +100°C	LCA709		LCK138	24	
Azote total moyen	5 à 40 mg/l N	Ø 13 +100°C	LCA700		LCK238	24	
Azote total fort	20 à 100 mg/l N	Ø 13 +100°C	LCA708		LCK338	25	
Bore	0,05 à 2,50 mg/l B	Ø 13 amb.			LCK307	24	
Cadmium	0,02 à 0,30 mg/l Cd ²⁺	Ø 13 amb.		LCA702	LCK308	25	
Chlore / ozone / ClO ₂	0,05 à 2,0 mg/l Cl ₂ /O ₃ 0,09 à 3,80 mg/l ClO ₂	Ø 13 amb.		LCA310	LCK310	24	
Chlorure	1 à 70 mg/l Cl ⁻	Ø 13 amb.	LCA700-703 -704-705		LCK311	24	
Chrome III et VI	0,03 à 1,0 mg/l CrO ₂ ²⁻	Ø 13 +100°C	LCA702		LCK313	25	
COT différence faible	2 à 65 mg/l COT	Ø 13 +100°C			LCK380	25	
COT différence fort	60 à 735 mg/l COT	Ø 13 +100°C			LCK381	25	
COT expulsion faible	3 à 30 mg/l COT	Ø 13 +100°C	LCA704		LCK385	25	
COT expulsion moy.	30 à 300 mg/l COT	Ø 13 +100°C	LCA703		LCK386	25	
COT expulsion fort	300 à 3000 mg/l COT	Ø 13 +100°C	LCA705		LCK387	25	
Cuivre faible	0,01 à 1,0 mg/l Cu ²⁺	Ø 13 amb.	LCA706		LCK529	20	
Cuivre fort	0,1 à 8,0 mg/l Cu ²⁺	Ø 13 amb.	LCA701		LCK329	25	
Cyanure	0,01 à 0,60 mg/l CN ⁻	Ø 13 amb.			LCK315	25	
Cyanure libre	0,03 à 0,35 mg/l CN ⁻	Ø 13 +100°C			LCK319	24	
DBO faible	0,5 à 12,0 mg/l O ₂	Ø 13 amb.			LCK554	38	
DBO	4 à 1650 mg/l O ₂	Ø 13 amb.	LCA555		LCK555	38	
DCO (1)	5 à 60 mg/l DCO	Ø 13 +148°C	LCA700		DCO30	25	
DCO (2)	15 à 150 mg/l DCO	Ø 13 +148°C	LCA704		DCO180	25	
DCO (3)	50 à 300 mg/l DCO	Ø 13 +148°C	LCA707-709		DCO300	25	
DCO (4)	150 à 1000 mg/l DCO	Ø 13 +148°C	LCA703		DCO800	25	
DCO (5)	100 à 2000 mg/l DCO	Ø 13 +148°C	LCA708		DCO2000	25	
DCO (6)	1000 à 10000 mg/l DCO	Ø 13 +148°C	LCA705		DCO10000	25	
DCO (7)	5000 à 60000 mg/l DCO	Ø 13 +148°C			DCO60000	25	
Dioxyde de carbone	55 à 550 mg/l CO ₂	Ø 13 +100°C			LCK388	25	
Dureté résiduelle	0,02 à 0,6 °dH	Ø 13 amb.			LCK427	24	
Dureté de l'eau	1 à 20 °dH	Ø 13 amb.			LCK327	25	
Étain	0,1 à 2,0 mg/l Sn ²⁺	Ø 13 +100°C			LCK359	24	
Fer faible	0,01 à 1 mg/l Fe	Ø 13 amb.	LCA706		LCK521	20	
Fer	0,2 à 6,0 mg/l Fe	Ø 13 amb.	LCA701		LCK321	25	
Fer ^{2+/3+}	0,2 à 6,0 mg/l Fe ^{2+/3+}	Ø 13 amb.			LCK320	24	
Fluorure	0,1 à 1,5 mg/l F ⁻	Ø 13 amb.			LCK323	25	
Formaldéhyde	0,5 à 10,0 mg/l H ₂ CO	Ø 13 +40°C			LCK325	24	
Magnésium	0,5 à 50,0 mg/l Mg ²⁺	Ø 13 amb.			LCK326	25	
Molybdène	0,5 à 50,0 mg/l MoO ₄ ²⁻	Ø 13 amb.			LCK330	24	
Nickel faible	0,05 à 1,00 mg/l Ni ²⁺	□ 50 amb.	LCA706		LCK537	20	
Nickel	0,1 à 6,0 mg/l Ni ²⁺	Ø 13 amb.	LCA701		LCK337	25	
Nitrate faible	0,23 à 13,50 mg/l NO ₃ -N 1 à 60 mg/l NO ₃	Ø 13 amb.	LCA703		LCK339	25	
Nitrate	5 à 35 mg/l NO ₃ -N 22 à 155 mg/l NO ₃	Ø 13 amb.	LCA704		LCK340	25	

analyse	gamme	cuve (mm)	T°C	kit ADDISTA	réf.	tests / boîte	Prix HT
Nitrite	0,6 à 6,0 mg/l NO ₂ -N 2 à 20,0 mg/l NO ₂	Ø 13 amb.		LCA709	LCK342	25	
Nitrite trace	0,0015 à 0,03 mg/l NO ₂ -N 0,005 à 0,1 mg/l NO ₂	Ø 13 amb.			LCK541	20	
Nitrite faible	0,015 à 0,60 mg/l NO ₂ -N 0,05 à 2,0 mg/l NO ₂	Ø 13 amb.		LCA707	LCK341	25	
Ortho-phosphate	1,6 à 30,0 mg/l PO ₄ -P 5 à 90,0 mg/l PO ₄ ³⁻ 3,7 à 70,0 mg/l P ₂ O ₅	Ø 13 amb.		LCA703	LCK049	25	
Phénols faibles	0,05 à 5,0 mg/l	Ø 13 amb.			LCK345	24	
Phénols	5 à 200 mg/l	Ø 13 amb.			LCK346	24	
Phosphore total, Phosphate ortho faible	0,05 à 1,50 mg/l PO ₄ -P 0,03 à 4,50 mg/l PO ₄ ³⁻ 0,15 à 3,50 mg/l P ₂ O ₅	Ø 13 +100°C	LCA704 - 709		LCK349	25	
Phosphore total, Phosphate ortho moyen	0,5 à 5,0 mg/l PO ₄ -P 1,5 à 15,0 mg/l PO ₄ ³⁻ 1,2 à 11,5 mg/l P ₂ O ₅	Ø 13 +100°C	LCA700 - 707		LCK348	25	
Phosphore total, Phosphate ortho fort	2,0 à 20,0 mg/l PO ₄ -P 6,0 à 60,0 mg/l PO ₄ ³⁻ 4,5 à 45,0 mg/l P ₂ O ₅	Ø 13 +100°C	LCA703 - 708		LCK350	25	
Plomb	0,1 à 2,0 mg/l Pb ²⁺	Ø 13 amb.		LCA701	LCK306	25	
Potassium	8 à 50 mg/l K ⁺	Ø 13 amb.		LCA700	LCK328	24	
Sulfate (faible)	40 à 150 mg/l SO ₄ ²⁻	Ø 13 amb.		LCA704	LCK153	25	
Sulfate	150 à 900 mg/l SO ₄ ²⁻	Ø 13 amb.	LCA701-703		LCK353	25	
Sulfure	0,1 à 2 mg/l	Ø 13 amb.			LCK653	24	
Tensioactif anion	0,2 à 2,0 mg/l	Ø 13 amb.			LCK332	24	
Tensioactif cation	0,2 à 2,0 mg/l	Ø 13 amb.			LCK331	24	
Tensioactif non-ionique	0,1 à 20 g/l 0,2 à 60 mg/l 6 à 200 mg/l	Ø 13 amb. Ø 13 amb. Ø 13 amb.			LCK334 LCK333 LCK433	25 25 25	
Zinc	0,02 à 0,8 mg/l Zn ²⁺ 0,2 à 6,0 mg/l Zn ²⁺	Ø 13 amb.		LCA701	LCK360	24	

réactifs spéciaux pour préparations échantillons	référence	Prix HT
Kit de séparation et d'élimination du calcium en vue de la détermination du cadmium (Cd ²⁺), le kit de 24 déterminations	LCW903	
Crack-set : kit pour la décomplexation des métaux lourds non dissous et complexés, le kit de 50 déterminations	LCW902	
Screening-test : kit pour la mise en évidence de complexants organiques, le kit de 50 déterminations	LCW907	
Solution pour l'oxydation de l'argent (Ag ⁺), le kit de 24 déterminations	LCW954	

Autres kits : sur demande

ADDISTA - Système d'assurance qualité analytique

Kits ADDISTA pour cuves-tests ...	référence	Prix HT
LCK304 - LCK311 - DCO1 - LCK238 - LCK348 - LCK328	LCA700	
LCK329 - LCK321 - LCK337 - LCK306 - LCK353 - LCK360	LCA701	
LCK301 - LCK308 - LCK313 - LCK353	LCA702	
LCK303 - LCK311 - LCK386 - DCO4 - LCK339 - LCK049 - LCK350 - LCK353	LCA703	
LCK305 - LCK311 - LCK385 - DCO2 - LCK340 - LCK349 - LCK153	LCA704	
LCK302 - DCO6 - LCK311 - LCK387	LCA705	
LCK529 - LCK521 - LCK537	LCA706	
DCO300 - LCK341 - LCK348	LCA707	
DCO2000 - LCK338 - LCK350	LCA708	
DCO300 - LCK138 - LCK342 - LCK349	LCA709	
LCK390	LCA390	
LCK555	LCA555	
LCK310	LCA310	