

Tampons en mousse pour biopsie



- mousse de polyuréthane
- les échantillons de biopsie placés dans des capsules ou des cassettes, sont maintenus entre deux tampons de mousse
- mousse homogène et uniforme : optimisation du flux du solvant
- résistent à des température de -40 à 121°C

dimensions	référence	Prix HT
tampons carrés pour cassettes		
302x254x2 mm	DS4761	les 1000
tampons ronds pour capsules		
Ø 28xh5 mm	DS4762	les 1000
Ø 38xh10 mm	DS4763	les 1000

Moules d'inclusion en PVC



- jetables ou réutilisables
- excellent échange thermique
- intérieure lisse
- coins arrondis

dimensions	référence	Prix HT
7 x 7 x h5 mm	DS4751	les 1000
15 x 15 x h5 mm	DS4752	les 1000
24 x 24 x h5 mm	DS4753	les 1000
30 x 24 x h5 mm	DS4754	les 1000
37 x 24 x h5 mm	DS4755	les 1000

Moules d'inclusion profonds en PVC



- profondeur : 10 mm
- à usage unique
- excellent échange thermique
- intérieure lisse
- coins arrondis

capacité	dimensions	référence	Prix HT
5 ml	37x24xh10 mm	DS4750	les 500

Moules de base en acier inoxydable



- acier inoxydable
- excellent échange thermique
- surface polie
- coins arrondis

dimensions (LxIxP)	référence	Prix HT
7 x 7 x h5 mm	DS4741	les 12
15 x 15 x h5 mm	DS4742	les 12
24 x 24 x h5 mm	DS4743	les 12
30 x 24 x h5 mm	DS4744	les 12
37 x 24 x h5 mm	DS4745	les 12

Moules d'inclusion acier inox recouvert Téflon®



- moules acier inox recouverts de Téflon® : les blocs de paraffine n'adhèrent pas au moule et sont ainsi facilement retirés
- pour cassettes standard 40 x 23 mm

dimensions (LxIxP)	référence	Prix HT
24 x 24 x h5 mm	M2424	les 5
30 x 24 x h9 mm	M3024	les 5

Moules d'inclusion en polystyrène



i Moules à usage unique en matière plastique.

- usage unique
- aucun risque de contamination : inclusion de chaque fragment tissulaire dans son moule individuel
- peut être découpés en moules individuels
- stockage très peu encombrant car les plaques peuvent être superposées
- température maxi de la cire : 90°C
- vendus par lot de 125 plaques de 5 moules

dimensions (LxIxP)	référence	Prix HT
7 x 7 x h5 mm	MP77	les 125
15 x 15 x h5 mm	MP1515	les 125
24 x 24 x h5 mm	MP2424	les 125
30 x 24 x h5 mm	MP3024	les 125
37 x 24 x h5 mm	MP3724	les 125