

## Cyto centrifugation



Systeme complet :  
centrifugeur + rotor + portoirs +  
supports de chambres + chambres + filtres.

**Centrifugation horizontale**

- centrifugation en deux étapes
- pas de contamination, mise en place facile
- idéal pour les échantillons à grands volumes (jusqu'à 8 ml) pauvres en cellules
- pour sédiments de différentes tailles
- jusqu'à 8 sédiments par lame
- 6 modèles de chambres et deux types de support (pour une ou deux chambres)

**Centrifugation verticale**

- centrifugation en une seule étape
  - surnageant retiré très facilement par retournement de la chambre, pas besoin de pipette
  - pas de contamination, mise en place facile
  - particulièrement adapté pour les échantillons à petits volumes (jusqu'à 0,3 ml) riches en cellules
- chambre à large ouverture : dépôt échantillon facilité  
3 modèles de chambres

