

Milieu de montage HISTOLAQUE sans phtalates

i Pour le montage et la conservation de préparations microscopiques.



- **propriétés** : laque claire et propre, viscosité stable, **séchage rapide**, pH 6,5 à 7,1
- **transparence** : indice de réfraction 1,5 équivalente au verre
- **contrôle de qualité** : chaque flacon subit un **contrôle rigoureux de qualité** en ce qui concerne le séchage rapide et la transparence
- **stabilité** : conservation des préparations microscopiques pendant plusieurs années sans perte de transparence et sans plissure
- utilisable pour les méthodes manuelles ou automatiques

référence	Prix HT
HISTOLAQUE sans phtalates, 4 x 250 ml	
HISTOLAQUE1 sans phtalates, 1 litre	

Milieu de montage à base de Xylène



- pour le montage et la conservation des préparations microscopiques
- séchage rapide
- indice de réfraction 1,5 équivalente au verre : excellente transparence
- viscosité optimisée pour réduire la formation de bulles d'air et augmenter la clarté du milieu
- utilisable pour les méthodes manuelles ou automatiques
- stockage prolongé des préparations sans décoloration

référence	Prix HT
LMR9300 Milieu à base de Xylène, 4 x 250 ml	
LMR9301 Milieu à base de Xylène, 1 litre	

Milieu de montage sans Xylène et sans Toluène



- pour le montage et la conservation de façon permanente des sections de tissus minces et colorés
- indice de réfraction 1,5 équivalente au verre : excellente transparence
- utilisable pour les méthodes manuelles ou automatiques

référence	Prix HT
LMR9400 Milieu sans Xylène / Toluène, 4 x 250 ml	
LMR9401 Milieu sans Xylène / Toluène, 1 litre	

Milieus de montage

désignation	composition	applications	condit.	référence	Prix
Milieu de montage neutre (DPX)	10% phtalate de dibutyle et 20% de styrène dans xylène	Pour préparation d'histologie	flacon 100 ml	CL610301	
			flacon 500 ml	CL61030	
Albumine glycéinée de Mayer	50% de blanc d'œuf / 50% de glycérol, azoture	Pour préparation d'histologie	flacon compte-goutte 30 ml	CL642183	
			flacon 100 ml	CL642181	
			flacon 250 ml	CL642182	
			flacon 500 ml	CL642180	
Albumine glycéinée	3,5% d'albumen dans 50% de glycérol	Pour préparation d'histologie	flacon compte-goutte 30 ml	CL641183	
			flacon 100 ml	CL641181	
			flacon 250 ml	CL641182	
			flacon 500 ml	CL64118	
Milieu d'Apathy	500 g de gomme arabique, 500 g de sucrose dans 500 ml d'eau	Pour préparation d'histologie avec indice de réfraction de 1,5	flacon compte-goutte 30 ml	CL641093	
			flacon 100 ml	CL641091	
			flacon 500 ml	CL64109	