

Micropipette à seringue pour dosage en série

► capacité de 1 à 5 000 μ l

- ergonomiques et légères : 100 g
- très résistantes grâce aux matériaux de haute qualité
- construction purement mécanique sans entretien
- jusqu'à 48 pipetages en intervalles de 1 seconde
- réglage mécanique du volume : 120 dosages possibles
- pipetage précis
- compatibles avec à toutes seringues pour pipettes de 0,05 à 50 ml
- certificat de qualité et numéro de série

référence Prix HT

WR2000 Pipette pour seringue de distribution

GW1320 Adaptateur pour seringue 25 et 50 ml

Macropipettes à déplacement positif

► capacité de 50 à 500 μ l

- spécialement adaptées pour les liquides visqueux, des huiles, des milieux à haute densité (mercure, acide sulfurique, etc.) et à forte évaporation tels que alcools, éthers, hydrocarbures, etc.
- réglage du volume directement par la molette, à 5 positions pour 5 volumes distincts
- piston en polyéthylène
- sans entretien
- livrées complètes avec un piston, un embout et un certificat individuel de conformité

volume	incréments	référence	Prix HT
macropipettes à volume réglable			
50 à 250 μ l	50 μ l	HL9404	
100 à 500 μ l	100 μ l	HL9405	
kit complet : 10 capillaires et 10 embouts			
50 à 250 μ l	-	HL9454	
100 à 500 μ l	-	HL9455	

Micropipette à seringue LMR®

► capacité de 1 à 5 000 μ l

- pipette légère et ergonomique, combinée avec seringue plastique à usage unique
- levier d'insertion de seringue résistant
- manipulation très hygiénique : la pipette n'est jamais en contact avec la substance prélevée, entre chaque substance, il suffit de changer la seringue à usage unique
- table de correspondance directement imprimée sur la pipette
- manipulation facile d'une seule main : une molette permet de remplir la seringue, la distribution se fait simplement en appuyant sur le bouton supérieur à l'aide du pouce pour chaque fraction
- livré avec certificat d'étalonnage usine

référence Prix HT

GW1300 Pipette pour seringue de distribution

GW1320 Adaptateur pour seringue 25 et 50 ml

Seringues universelles pour micropipette

- seringues pour pipettes WR2000 et GW1300
- les seringues de volume 25 ml et 50 ml nécessitent l'utilisation d'un adaptateur

volume	standard, en vrac		stériles, emballage individuel	
0,05 ml	GW1301	les 100	-	-
0,5 ml	GW1302	les 100	GW1312	les 100
1,25 ml	GW1303	les 100	GW1313	les 100
2,5 ml	GW1304	les 100	GW1314	les 100
5,0 ml	GW1305	les 100	GW1315	les 100
12,5 ml	GW1306	les 100	GW1316	les 100
25 ml	GW1307	les 100	GW1317	les 25
50 ml	GW1308	les 100	GW1318	les 25