

**Microtubes filetage externe AVEC capuchon à vis**  
 Micrewtubes® 0,5, 1,5 et 2,0 ml Simport®

- polypropylène
- exempts RNase/DNase
- sans ADN humain
- autoclavables +121°C (selon modèle)
- apyrogènes

- ouverture rapide en 1/4 de tour
- dim. Ø 44 x h11 mm
- capuchon en polyéthylène ou polypropylène (selon modèle)
- lèvres de scellé flexible à l'intérieur du bouchon
- gamme de température de -196 à +110°C
- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- les microtubes avec capuchons à joint d'étanchéité sont autoclavables



Microtubes		Tubes standard, bouchons non vissés		Tubes stériles, bouchons vissés		Tubes stériles gradués avec surface de marquage, bouchons vissés		
<b>Capuchon vissant en polyéthylène à sommet plat</b>								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1201	les 1000	DS1211	les 500	DS1221	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1202	les 1000	DS1212	les 500	DS1222	les 500
		coniques	DS1203	les 1000	DS1213	les 500	DS1223	les 500
	microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1204	les 1000	DS1214	les 500	DS1224	les 500
		coniques	DS1205	les 1000	DS1215	les 500	DS1225	les 500
<b>Capuchon vissant en polyéthylène</b>								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1301	les 1000	DS1311	les 500	DS1321	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1302	les 1000	DS1312	les 500	DS1322	les 500
		coniques	DS1303	les 1000	DS1313	les 500	DS1323	les 500
	microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1304	les 1000	DS1314	les 500	DS1324	les 500
		coniques	DS1305	les 1000	DS1315	les 500	DS1325	les 500
<b>Capuchon vissant en polyéthylène avec boucle d'attache (fixée)</b>								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1401	les 1000	DS1411	les 500	DS1421	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1402	les 1000	DS1412	les 500	DS1422	les 500
		coniques	DS1403	les 1000	DS1413	les 500	DS1423	les 500
	microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1404	les 1000	DS1414	les 500	DS1424	les 500
		coniques	DS1405	les 1000	DS1415	les 500	DS1425	les 500
<b>Capuchon vissant à sommet plat et rondelle d'étanchéité</b>								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1501	les 1000	DS1511	les 500	DS1521	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1502	les 1000	DS1512	les 500	DS1522	les 500
		coniques	DS1503	les 1000	DS1513	les 500	DS1523	les 500
	microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1504	les 1000	DS1514	les 500	DS1524	les 500
		coniques	DS1505	les 1000	DS1515	les 500	DS1525	les 500
<b>Capuchon vissant en polypropylène avec rondelle d'étanchéité</b>								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1601	les 1000	DS1611	les 500	DS1621	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	DS1602	les 1000	DS1612	les 500	DS1622	les 500
		coniques	DS1603	les 1000	DS1613	les 500	DS1623	les 500
	microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1604	les 1000	DS1624	les 500	DS1624	les 500
		coniques	DS1605	les 1000	DS1625	les 500	DS1625	les 500
<b>Capuchon vissant en polypropylène avec boucle d'attache (fixée) et rondelle d'étanchéité</b>								
	microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1701	les 1000	DS1711	les 500	DS1721	les 500
	microtubes 1,5 ml	coniques avec jupe	-	-	DS1712	les 500	DS1722	les 500
		coniques	DS1703	les 1000	DS1713	les 500	DS1723	les 500
	microtubes 2,0 ml	coniques avec jupe	DS1704	les 1000	DS1714	les 500	DS1724	les 500
		coniques	DS1705	les 1000	DS1715	les 500	DS1725	les 500