

Oxymètre HANNA® Edge™

- épaisseur 13 mm, 250 g
- support mural et station d'accueil pour paillasse



O₂ dissous
saturation en O₂
température

- clavier à touches sensibles
- large écran LCD 5,5"
- conformité BPL : mémorisation dans la sonde des données du dernier étalonnage : point 0, pente, date, heure, valeurs tampons/standard, transfert automatique et immédiat des données BPL dès connexion de la sonde
- station d'accueil et de recharge, murale ou sur paillasse
- sonde intelligente : reconnaissance automatique des données de l'élec-

trode au branchement (type, données d'étalonnage, numéro de série), fiche 3,5 mm robuste facilitant une connexion "anti-casse"

- livré avec une sonde oxygène dissous, une solution électrolyte, deux membranes pour sonde oxygène, deux joints de membrane o-rings, une station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, un support mural, un câble USB, un adaptateur secteur 5 V

oxymètre Edge®

O ₂	de 0,00 à 45,00 ppm (mg/l) (± 1,5%)
% saturation O ₂	0,0 à 300,0% (± 1,5%)
température	-20,0 à +120,0°C (± 0,5°C)
étalonnage	1 ou 2 points
compensation T°C	ATC de 0 à +50°C
compensation altitude (pression atmosph.)	-500 à +4000 m
compensation salinité	de 0 à 40 g/l
interface	2 x USB + entrée type jack 3,5 mm
capacité mémoire	1000 groupes de données
alimentation / autonomie	adaptateur secteur
dimensions / poids	202 x 140 x 12 mm / 250 g
Oxymètre tablette Edge®	AOX9050
accessoires	
sonde O ₂ de rechange	AH1067
membrane de rechange	AH1076

Oxymètre WTW inoLab® 7310

O₂ dissous
saturation en O₂
pression atm.
température



- écran LCD rétro-éclairé multifonctions
- fonction AutoRead : résultats de mesure reproductibles par reconnaissance autonome des valeurs de mesure stables
- nombre des touches réduit grâce aux fonctions automatisées
- minuteur de calibrage avec rappel régulier du calibrage : exactitude optimale de la mesure
- fonction CMC "contrôle mesure continu" : alarme visuelle et sonore si la mesure en cours n'est pas dans la gamme de l'appareil
- fonction BPL : mesures transmises avec heure, date, numéro d'identification et numéro de série du capteur

- livré complet avec électrode CellOx 325, support d'électrode, solution de nettoyage, électrolyte, feuille abrasive, têtes à membrane de remplacement, logiciel et câble USB



oxymètre WTW 7310

O ₂	0,00 à 20,00 mg/l ±0,5 %
saturation	0 à 90 mg/L ±0,5 %
pression	0,0 à 200,0 % ±0,5 %
température	0 Jusqu'à 600 % ±0,5 %
interface	0 à 200,0 hPa, 0 jusqu'à 1250 hPa
mémoire	-5,0 à +105,0°C ±0,1 °C
alimentation	USB
dimensions	500 données
Oxymètre avec électrode	230 V - 50 Hz
électrode O ₂ de rechange	290 x 290 x 80 mm
	AOX7310
	TW1310