

Pipettes jaugées classe B - 1 trait

pipettes jaugées 1 trait : écoulement total



- trait de jauge et marquage indélébiles
- pour le nettoyage, il est donc recommandé d'utiliser des détergents faiblement alcalins à une température maximale de +60°C

capacité	long.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	300 mm	±0,020 ml	PW3300	
2 ml	300 mm	±0,020 ml	PW3301	
5 ml	300 mm	±0,030 ml	PW3302	
10 ml	440 mm	±0,040 ml	PW3303	
25 ml	450 mm	±0,050 ml	PW3304	
50 ml	460 mm	±0,100 ml	PW3305	



- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour repérer les capacités



capacité	tolérance	réf.	Prix HT
1 ml	±0,015 ml	TK1170	
2 ml	±0,020 ml	TK1171	
3 ml	±0,020 ml	TK1172 *	
4 ml	±0,030 ml	TK1173 *	
5 ml	±0,030 ml	TK1174	
6 ml	±0,030 ml	TK1175 *	
7 ml	±0,040 ml	TK1176 *	
8 ml	±0,040 ml	TK1177 *	
9 ml	±0,040 ml	TK1178 *	
10 ml	±0,040 ml	TK1179	
15 ml	±0,060 ml	TK1180	
20 ml	±0,060 ml	TK1181	
25 ml	±0,060 ml	TK1182	
30 ml	±0,100 ml	TK1183 *	
40 ml	±0,100 ml	TK1184 *	
50 ml	±0,100 ml	TK1185	
75 ml	±0,150 ml	TK1186 *	
100 ml	±0,150 ml	TK1187	
200 ml	±0,150 ml	TK1188 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.

Pipettes jaugées classe B - 2 traits

pipettes jaugées 2 traits : écoulement partiel



- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour repérer les capacités



capacité	tolérance	réf.	Prix HT
1 ml	±0,015 ml	TK1260	
2 ml	±0,020 ml	TK1261	
3 ml	±0,020 ml	TK1262 *	
4 ml	±0,030 ml	TK1263 *	
5 ml	±0,030 ml	TK1264	
6 ml	±0,030 ml	TK1265 *	
7 ml	±0,040 ml	TK1266 *	
8 ml	±0,040 ml	TK1267 *	
9 ml	±0,040 ml	TK1268 *	
10 ml	±0,040 ml	TK1269	
15 ml	±0,060 ml	TK1270 *	
20 ml	±0,060 ml	TK1271	
25 ml	±0,060 ml	TK1272	
30 ml	±0,100 ml	TK1273 *	
40 ml	±0,100 ml	TK1274 *	
50 ml	±0,100 ml	TK1275	
75 ml	±0,150 ml	TK1276 *	
100 ml	±0,150 ml	TK1277	
200 ml	±0,200 ml	TK1278 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.