


Écouvillons stériles en tube plastique avec milieu de transport viral

certification
DM 93/42/CE

Conservation des micro-organismes
entre le prélèvement et le
laboratoire d'analyse.

Kit comprenant un tube avec le milieu de transport et un écouvillon

- tube conique à jupe, compatible avec la centrifugation
- tube 95 kPa, répondant aux normes de transport des matières infectieuses
- **capuchon** à vis parfaitement hermétique, avec stries pour une utilisation avec des gants
- **étiquette** avec espace de marquage
- **écouvillon** avec tige avec point de rupture à 80 mm et tête en viscose
- après le prélèvement, l'écouvillon est cassé au niveau de la rupture, et l'extrémité restante est insérée dans le tube de transport
- stériles
- 2 volumes de remplissage pour s'adapter aux différentes applications :
 - 1 ml pour éviter l'effet de dilution,
 - 3 ml pour plusieurs tests sur le même échantillon



Milieu spécial virus

- milieu liquide
- conçu pour les prélèvement nasaux, du nasopharynx, des yeux, de la peau ou des muqueuses
- apte à la conservation de **virus** : *Papilloma*, *Herpès Virus Porcin type 1 (HPV1)*, *influenza aviaire (H7N1)*, *Influenza A (H1N1)* ou *H1N1 2009 pandémique*, *Virus Herpès*, etc.
- conservation pendant plus de 72 heures
- l'addition d'antibiotiques à la formule évite la présence de bactéries

milieu de culture	capuchon	tige	extrémité	tube	référence	Prix HT
1 ml VTM	rouge	PS	viscose	10 ml	les 100	2118-0410
3 ml VTM	rouge	PS	viscose	10 ml	les 100	2118-04