

Flacons rince-œil à la Diphotérine®

La Diphotérine®, solution de lavage des projections chimiques

- molécule amphotère et chélatrice : lavage actif par absorption et élimination des produits chimiques agressifs
- solution hypertonique qui attire le produit ayant pénétré dans les tissus vers l'extérieur, par effet osmotique
- décontamination totale des projections chimiques à l'intérieur et à l'extérieur des tissus afin d'éviter toutes séquelles inhérentes à ce type d'accident
- stoppe chacun des 6 types de réactions possibles en cas de projection et de brûlure chimique (acide, basique, oxydation, réduction, solvation, chélation)
- avantage essentiel : polyvalence
- spectre d'activité : tous les produits chimiques à l'exception des fluorures en solutions acides (voir Hexafluorure®)

référence Prix HT

SR5000 **1** Flacon 50 ml stérile

SR5100 **2** Spray 200 ml stérile

SR5200 **3** Station avec :

2 flacons rince-œil Diphotérine 500 ml

+ 1 spray 200 ml de Diphotérine

+ 1 flacon rince-œil de solution ophtalmique 200 ml



1 Flacon rince-œil

- solution stérile de 50 ml
- livré avec un étui de rangement se fixant à la ceinture
- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation

2 Spray à la Diphotérine®

- pour un lavage du visage et du corps en cas de projections de produits chimiques (acides, bases, solvants, etc.)
- neutralise instantanément les effets du produit chimique

3 Station murale

- fixation murale, couvercle hermétique
- solution ophtalmique : lavage de surface et réhydratation de l'œil après utilisation de la Diphotérine ou utilisation en cas de projection de corps étrangers dans l'œil

Stations rince-œil 2 flacons

- flacons lave-œil avec œillère ergonomique et couvercle anti-poussière
- livrée avec pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir
- spécialement adaptée pour installation à côté du poste de travail
- ne convient pas pour des sites de travail poussiéreux



1

référence

Prix HT

SR4694 Station 2x 500 ml standard

SR4708 Station 2x 1000 ml standard

SR4773 **1** Station 1x500 ml standard

+ 1 x 200 ml pH neutre

flacons de recharge avec solution stérile

SR4613 Flacon rince-œil stérile 500 ml

SR4707 Flacon rince-œil stérile 1000 ml

SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml

Coffrets muraux étanches à 2 flacons

- flacon rince-œil avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation
- coffrets avec couvercle frontal à ouverture rapide, pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir sur couvercle
- spécialement adaptés aux sites de travail poussiéreux



1

2

référence Prix HT

SR4650 **1** Coffret 2x500 ml standard

SR4787 **2** Coffret 1x500 ml standard et 1 x 200 ml pH neutre

SR4803 Coffret 2x 1000 ml "duo" standard à double œillère

SR4816 Coffret 1x 1000 ml "duo" standard et 1 x 500 ml pH neutre "duo" à double œillère

flacons de recharge avec solution stérile

SR4613 Flacon rince-œil stérile 500 ml

SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml

SR4800 Flacon 1000 ml "duo" stérile à double œillère

SR4801 Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre à double œillère

Flacons rince-œil avec solution de rinçage stérile



1

2

3

4

5

6

- **flacons standard avec sérum physiologique stérile** : solution chlorure de sodium à 0,9 %

- **flacon avec solution pH neutre stérile** : tampon phosphate à 4,9% pour la neutralisation des brûlures par acides ou bases,

50 fois plus efficace que l'eau

- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions
- flacon "duo" à double œillère : rinçage des deux yeux en même temps

référence

Prix HT

flacons avec solution standard stérile

SR4691 **1** Flacon 200 ml stérile

SR4613 **2** Flacon 500 ml stérile

SR4707 **3** Flacon 1000 ml stérile

SR4800 **4** Flacon 1000 ml "duo" stérile

flacons avec solution pH neutre stérile

SR4752 **5** Flacon 200 ml stérile pH neutre

SR4801 **6** Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre