

Flacons rince-œil à la Diphotérine®

La Diphotérine®, solution de lavage des projections chimiques

- molécule amphotère et chélatrice : lavage actif par absorption et élimination des produits chimiques agressifs
- solution hypertonique qui attire le produit ayant pénétré dans les tissus vers l'extérieur, par effet osmotique
- décontamination totale des projections chimiques à l'intérieur et à l'extérieur des tissus afin d'éviter toutes séquelles inhérentes à ce type d'accident
- stoppe chacun des 6 types de réactions possibles en cas de projection et de brûlure chimique (acide, basique, oxydation, réduction, solvation, chélation)
- avantage essentiel : polyvalence
- spectre d'activité : tous les produits chimiques à l'exception des fluorures en solutions acides (voir Hexafluorine®)

référence Prix HT

- SR5000** [1] Flacon 50 ml stérile
SR5100 [2] Spray 200 ml stérile
SR5200 [3] Station avec :
 2 flacons rince-œil Diphotérine 500 ml
 + 1 spray 200 ml de Diphotérine
 + 1 flacon rince-œil de solution ophtalmique 200 ml



[1] Flacon rince-œil

- solution stérile de 50 ml
- livré avec un étui de rangement se fixant à la ceinture
- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation

[2] Spray à la Diphotérine®

- pour un lavage du visage et du corps en cas de projections de produits chimiques (acides, bases, solvants, etc.)
- neutralise instantanément les effets du produit chimique

[3] Station murale

- fixation murale, couvercle hermétique
- solution ophtalmique : lavage de surface et réhydratation de l'œil après utilisation de la Diphotérine ou utilisation en cas de projection de corps étrangers dans l'œil

Stations rince-œil 2 flacons

- flacons lave-œil avec œillère ergonomique et couvercle anti-poussière
- livrée avec pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir
- spécialement adaptée pour installation à côté du poste de travail
- ne convient pas pour des sites de travail poussiéreux



[1]

référence

Prix HT

- SR4694** Station 2 x 500 ml standard
SR4708 Station 2 x 1000 ml standard
SR4773 [1] Station 1 x 500 ml standard
 + 1 x 200 ml pH neutre

flacons de rechange avec solution stérile

- SR4613** Flacon rince-œil stérile 500 ml
SR4707 Flacon rince-œil stérile 1000 ml
SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml

Coffrets muraux étanches à 2 flacons

- flacon rince-œil avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation
- coffrets avec couvercle frontal à ouverture rapide, pictogramme d'instruction d'utilisation et miroir sur couvercle
- spécialement adaptés aux sites de travail poussiéreux



[1]

[2]

référence Prix HT

- SR4650** [1] Coffret 2 x 500 ml standard
SR4787 [2] Coffret 1 x 500 ml standard et 1 x 200 ml pH neutre
SR4803 Coffret 2 x 1000 ml "duo" standard à double œillère
SR4816 Coffret 1 x 1000 ml "duo" standard et 1 x 500 ml pH neutre "duo" à double œillère

flacons de rechange avec solution stérile

- SR4613** Flacon rince-œil stérile 500 ml
SR4752 Flacon pH neutre stérile 200 ml
SR4800 Flacon 1000 ml "duo" stérile à double œillère
SR4801 Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre à double œillère

Flacons rince-œil avec solution de rinçage stérile



[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

- **flacons standard avec sérum physiologique stérile** : solution chlorure de sodium à 0,9 %
- **flacon avec solution pH neutre stérile** : tampon phosphate à 4,9% pour la neutralisation des brûlures par acides ou bases,

- 50 fois plus efficace que l'eau
- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions
- flacon "duo" à double œillère : rinçage des deux yeux en même temps

référence

Prix HT

flacons avec solution standard stérile

- SR4691** [1] Flacon 200 ml stérile
SR4613 [2] Flacon 500 ml stérile
SR4707 [3] Flacon 1000 ml stérile
SR4800 [4] Flacon 1000 ml "duo" stérile

flacons avec solution pH neutre stérile

- SR4752** [5] Flacon 200 ml stérile pH neutre
SR4801 [6] Flacon 500 ml "duo" stérile pH neutre