

Hygiène des surfaces et instruments

Spray détergent et désinfectant septinol® SA

- ▶ à base d'alcool
- ▶ séchage rapide sans essuyage
- ▶ ne laisse pas de trace
- ▶ excellente couverture des surfaces
- ▶ très large spectre d'activité

- bactéricide : NF EN 1040, AFNOR NFT 72171-5, AFNOR NFT 72190-4, BK, SARM
- fongicide : NF EN 1275, AFNOR NFT 72190
- virucide : AFNOR NFT 72180, HBV, HCV, HIV, Herpès simplex, Rotavirus, Vaccinavirus, adénovirus, papovirus et poliovirus
- liste positive SFHH ADF 2007-2008
- biodégradable (OCDE 301D)
- principes actifs : éthanol, 1-propanol



référence **Prix HT**
MS1900 Désinfectant Septinol 1 litre

Désodorisant bactéricide

- ▶ aérosol biocide

- senteur menthe
- élimine les mauvaises odeurs et stoppe la prolifération des micro-organismes
- selon norme AFNOR 72-151 (relative à la détermination de l'activité bactéricide)



référence **Prix HT**
RN1050 Aérosol bactéricide menthe 1000 ml, les 12

Nettoyants désinfectants terralin® protect

- ▶ liquide concentré
- ▶ bactéricide, fongicide, virucide
- ▶ large spectre d'efficacité
- ▶ excellente matérieo-compatibilité

Détergent
et désinfectant.



- détergent et désinfectant pour sols, surfaces et dispositifs médicaux
- odeur fraîche et discrète
- bactéricide : NF EN 16615, EN 1276, EN 13697, EN 13727
- bacille de la Tuberculose : EN 14348
- levures : EN 16615, EN 1650, EN 13697
- fongicide : NF EN 13624, EN 1650, EN 13697
- virucide : adénovirus, norovirus, polyomavirus SV 40, EN 14476
- principes actifs : alcools aromatiques, ammoniums quaternaires, dérivés de glycine amphotères, dérivés tensioactifs non ioniques

référence **Prix HT**
MS1880 Désinfectant Terralin® Protect, 2 litres
MS1881 Désinfectant Terralin® Protect, 5 litres
MS1651 Pompe doseuse 20 ml pour flacon de 5 litres

DM IIa
directive 93/42 CE

Lingettes sèches à imprégner

- ▶ économiques

Protocole pour utilisation avec Terralin Protect (MS1880 et MS1881) :

- diluer 2% de Terralin Protect (30 ml dans 1470 ml d'eau)
- verser sur les lingettes préalablement placées dans le seau
- 1 litre de Terralin Protect permet d'imbibier, après dilution, plus de 30 rouleaux de 70 lingettes

- lingettes 28 x 23 cm, en rouleau à dévidage central : résistantes, sans déchirure ni tortillon
- produit d'imprégnation au choix : 1,5 litre
- seau carré, couvercle muni d'une fente de distribution avec capuchon pour éviter l'évaporation du produit, zone de marquage



référence **Prix HT**
lingettes
MS1870 Rouleaux de 70 lingettes sèches, les 6
seaux vides
MS1871 Seau vide pour 70 lingettes, l'unité
MS1875 Seaux vides pour 70 lingettes, les 5