

## Mini-homogénéiseur motorisé

- action de vortex à grande vitesse
- homogénéisation rapide des cellules, tissus végétaux et pastilles d'ADN dans des microtubes
- réduit la fatigue des mains lors du mélange de plusieurs échantillons
- moteur alimenté par 2 piles AA
- un adaptateur en caoutchouc relie le mélangeur motorisé au pilon
- livré avec 2 piles et un adaptateur
- pilons et microtubes, exempts de DNase, RNase et pyrogènes, à commander séparément



| capacité                        | référence |         | Prix HT   |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Homogénéiseur avec adaptateur   | GR1500    | l'unité | A0001     |
| Pilons                          |           |         |           |
| Pilons pour microtube 0,5 ml    | GR1501    | les 100 | P7338-901 |
| Pilons pour microtube 1,5 ml    | GR1502    | les 100 | P7339-901 |
| Microtubes                      |           |         |           |
| Microtube 0,5 ml                | GR1503    | les 100 | P8185-904 |
| Microtube 1,5 ml                | GR1504    | les 100 | P7811-904 |
| kits Pilons + Microtubes        |           |         |           |
| Kits Pilons + microtubes 0,5 ml | GR1505    | les 100 | P9951-901 |
| Kits Pilons + microtubes 1,5 ml | GR1506    | les 100 | P9950-901 |
| adaptateur de rechange          |           |         |           |
| Adaptateur de rechange          | GR1507    | l'unité | A0002     |