

Proline® Micropipettes automatiques

► **garantie 2 ans**

Ergonomie, design et confort total

- Hand Grip : pour une parfaite prise en main
- déplacement amorti du piston : pipetage agréable y compris avec l'utilisation de gants, le liquide est aspiré et rejeté à vitesse constante
- affichage numérique du réglage du volume
- isolation thermique de la poignée
- éjecteur de pointe intégré
- légères : **84 g**
- filtre SafeCone : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 2,5 µl et 10 µl)
- chaque pipette est testée individuellement et subit un contrôle de qualité gravimétrique rigoureux et informatisé
- **micropipettes livrées complètes** avec certificat individuel



1



2



3

accessoires	référence	Prix HT
support pour une pipette	PS9101 1	
support linéaire	PS9110 2	
carrousel pour 6 pipettes	PS9106 3	

volume	incréments	exactitude au volume min / max	reproductibilité au volume min / max	référence	Prix HT
pipettes à volume variable					
0,1 à 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% ¹ / ±2,5%	±6,0% ¹ / ±2,00%	BHX0001	
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±2,5% ² / ±1,0%	±1,5% ² / ±0,80%	BHX0010	
2,0 à 20 µl	0,50 µl	±3,0% / ±0,9%	±2,0% / ±0,40%	BHX0020	
5,0 à 50 µl	0,50 µl	±2,0% / ±0,6%	±2,0% / ±0,30%	BHX0050	
10 à 100 µl	1,00 µl	±3,0% / ±0,8%	±1,0% / ±0,20%	BHX0100	
20 à 200 µl	1,00 µl	±2,5% / ±0,6%	±0,8% / ±0,20%	BHX0201	
100 à 1000 µl	5,00 µl	±2,0% / ±0,6%	±0,7% / ±0,20%	BHX1001	
1000 à 5000 µl	50,0 µl	±0,7% / ±0,5%	±0,3% / ±0,20%	BHX5000	
pipettes 8 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,10 µl	±4,0% ² / ±1,50%	±4,0% ² / ±1,50%	BHM8010	
5 à 50 µl	0,50 µl	±3,0% / ±1,00%	±2,0% / ±0,50%	BHM8050	
50 à 300 µl	5,00 µl	±1,5% / ±0,70%	±0,8% / ±0,25%	BHM8300	
pipettes 12 canaux à volume variable					
0,5 à 10 µl	0,1 µl	±4,0% ² / ±1,00%	±4,0% ² / ±1,50%	BHM0010	
5 à 50 µl	0,5 µl	±3,0% / ±1,50%	±2,0% / ±0,50%	BHM0051	
50 à 300 µl	5,0 µl	±1,5% / ±0,70%	±0,8% / ±0,25%	BHM0300	

exactitude et reproductibilité à : ¹ volume 0,25 µl - ² volume 1 µl

pipettes & manipulations de liquides 2014