

Micropipettes capillaires calibrées à usage unique

la technique idéale
pour une très grande exactitude
avec des micro volumes

- ▶ conformes à la norme ISO 7550
- ▶ exactitude : 0,3 %
- ▶ pipette un trait à code couleur
- ▶ indication du volume sur chaque micropipette

- exactitude :
1 à 5 µl : ± 0,3 %
10 à 200 µl : ± 0,25 %
- reproductibilité :
1 à 5 µl : ± 0,6 %
10 à 200 µl : ± 0,5 %
- longueur standard : 125 mm
- chaque micropipette dispose d'un code de couleur indiquant le volume depuis leur base jusqu'à la marque circulaire
- livrées en fiole carton de 250 micropipettes calibrées



volume	code couleur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
non héparinées				héparinées	
1 - 2 - 3 - 4 - 5 µl	blanc	VX1288	la fiole de 250	VX1289	la fiole de 250
5 µl	blanc	VX1260	la fiole de 250	VX1274	la fiole de 250
10 µl	orange	VX1262	la fiole de 250	VX1276	la fiole de 250
5 - 10 µl	orange	VX1255	la fiole de 250	VX1252	la fiole de 250
20 µl	noir	VX1264	la fiole de 250	VX1278	la fiole de 250
25 µl	2 traits blanc	VX1266	la fiole de 250	VX1280	la fiole de 250
40 µl	2 traits rouge	VX1293	la fiole de 250	VX1284	la fiole de 250
20 - 40 µl	rouge	VX1259	la fiole de 250	VX1299	la fiole de 250
50 µl	vert	VX1270	la fiole de 250	VX1285	la fiole de 250
20 - 50 µl	vert	VX1256	la fiole de 250	VX1291	la fiole de 250
100 µl	marine	VX1272	la fiole de 250	VX1286	la fiole de 250
50 - 100 µl	marine	VX1257	la fiole de 250	VX1271	la fiole de 250
100 - 200 µl	rouge	VX1294	la fiole de 250	VX1977	la fiole de 250

Micropipettes capillaires calibrées "end to end" 0,5 à 50 µl

- ▶ volume calibré entre les deux extrémités
- ▶ livrées dans une capsule en verre avec distributeur
- ▶ exactitude : 0,5 %

- volume calibré entre les deux extrémités de la micropipette
- exactitude : ± 0,5 %
- reproductibilité :
0,5 à 10 µl : ± 0,75 %
20 à 50 µl : ± 0,6 %
- longueur standard : 29 mm (excepté VX1776, longueur 15 mm)
- conformes à la norme ISO 7550
- micropipettes livrées par lot de 1000 soit 10 fioles en verre de 100 micropipettes, chaque fiole avec capuchon en couleur pour l'identification facile du volume
- un système distributeur placé dans la partie supérieure de la fiole permet d'extraire une micropipette capillaire à la fois



volume	code couleur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
non héparinées				héparinées	
0,5 µl	blanc	VX1776	le lot de 1000		
1 µl	marine	VX1650	le lot de 1000	VX1675	le lot de 1000
2 µl	rouge	VX1651	le lot de 1000	VX1676	le lot de 1000
3 µl	jaune	VX1652	le lot de 1000	VX1677	le lot de 1000
4 µl	vert	VX1653	le lot de 1000	VX1678	le lot de 1000
5 µl	blanc	VX1654	le lot de 1000	VX1679	le lot de 1000
10 µl	orange	VX1743	le lot de 1000	VX1771	le lot de 1000
20 µl	noir	VX1745	le lot de 1000	VX1772	le lot de 1000
25 µl	blanc	VX1746	le lot de 1000	VX1773	le lot de 1000
40 µl	rouge	VX1748	le lot de 1000	VX1774	le lot de 1000
50 µl	vert	VX1749	le lot de 1000	VX1775	le lot de 1000