

Micropipettes électroniques motorisées

- ▶ programmables
- ▶ pipetage rapide, précis et confortable



Modes de fonctionnement

- conformes à la norme CE
- pipettes monocanal à volume ajustable
- gamme de protocoles pour les volumes prélevés : 0,5-10 µl, 5-50 µl, 30-300 µl et 100-1000 µl
- trois vitesses d'aspiration et de distribution
- contrôle des erreurs intégré, améliore la précision et les résultats
- programmation du buzzer (ON/OFF)
- compatibles avec les pointes Biohit Sartorius et certaines pointes Gilson
- batterie lithium, autonomie de 3 heures
- recharge directe sur portoir-chargeur inclus, temps de recharge de 4 heures
- partie inférieure autoclavable
- poids 110 g
- garantie 1 an

- **pipetage (P)** : un volume sélectionné est pipeté avec une purge automatique et un contrôle total du mouvement du piston
- **dilution (dd)** : 2 solutions différentes séparées par un matras d'air sont aspirées puis distribuées ensemble avec purge automatique
- **mélange** : le piston monte et descend automatiquement pour mélanger le liquide dans le récipient de distribution, le temps de mélange est réglé par le bouton de commande

capacité	incrément	exactitude (pour la capacité min.)	précision (pour la capacité min.)	référence	Prix HT
0,5-10 µl	0,01 µl	± 3,5 %	± 3 %	DG1000	
5-50 µl	0,1 µl	± 3 %	± 2,5 %	DG1001	
30-300 µl	1 µl	± 3 %	± 0,7 %	DG1002	
100-1000 µl	5 µl	± 3 %	± 0,6 %	DG1003	



Pipeteur électronique

- ▶ léger et ergonomique
- ▶ pour des pipettes de 0,1 ml à 100 ml

- facile d'utilisation pour les opérations à une main
- convient à la majorité des pipettes, en plastique ou en verre
- vitesse d'aspiration et de distribution continue
- filtre 0,45 µl autoclavable et hydrophobe
- alimentation par batterie lithium, recharge de 2 à 3 heures
- autonomie : plus de 8 heures
- chargeur et batterie inclus

référence **DG1300** Pipeteur électronique

Prix HT

